

A. Identifikace koeficientu efektivního přestupu hmoty k<sub>La</sub>

Je nutné provádět z dat naměřených v prostředí s nízkým pH (pH 4.1)

1. Přímo z měřených dat pro rozpuštěné CO<sub>2</sub>

-pro identifikaci parametru je zapotřebí zajistit dostatečně rychlou odezvu měřící elektrody. Odezva sondy na skokovou změnu (čas 24.4 až cca 26 h) ukazuje dostatečně rychlou odezvu sondy v porovnání s přechodovým dějem v reálném experimentu (čas 0.15 až cca 2 h pro pH 4.1 a čas 5.55 až cca 12 h pro pH 7.4) a tudíž je možné sondu pro identifikaci k<sub>La</sub> použít.  
-vzhledem k nelineární odezvě sondy je nutné sondu kalibrovat, čímž mohou vzniknout nepřesnosti.

2. Nepřímo z měřených dat pro plynné CO<sub>2</sub> na výstupu z bioreaktoru (po průchodu kapalinou).

-ze znalosti koncentrace CO<sub>2</sub> ve vstupním plynu, koncentrace CO<sub>2</sub> po průchodu kapalinou (gCO<sub>2</sub>) ve výstupním plynu a hodnoty průtoku plynu kapalinou je možné vypočítat molární tok CO<sub>2</sub> z plynu do kapaliny.  
-při podmínkách experimentu je **molární objem plynu Vn 25.18 litrů** (stav, kdy právě jeden mol plynu zaujímá daný objem - výpočet viz. snímek 54 prezentace). **Průtok plynu kapalinou Q je 100 ml/min, koncentrace CO<sub>2</sub> v plynu gCO<sub>2</sub> je 5000 ppm a objem kapaliny V je 0.4 litru.**  
-tok CO<sub>2</sub> z plynu do kapaliny je dán následujícím vztahem:


$$flux_{CO_2}(t) = (gCO_2^{IN} - gCO_2^{OUT}(t)) \cdot \frac{Q}{V_n}$$

-na základě tohoto vztahu lze dopočítat změnu koncentrace rozpuštěného CO<sub>2</sub> (dCO<sub>2</sub>)

$$\frac{dCO_2}{dt} = \frac{flux_{CO_2}(t)}{V}$$

-z takto zrekonstruované rychlosti akumulace CO<sub>2</sub> v kapalině je potřeba pro další krok vybrat vhodnou část křivky, kdy není rekonstruovaný signál zatížen šumem a jeho změna je zároveň logaritmická (viz. Obrázek 1)

Laboratorní cvičení PV225  
Numerická identifikace parametrů modelu přestupu CO<sub>2</sub> z experimentálních dat



Obrázek 1 Rekonstruovaný průběh změny rychlosti akumulace CO<sub>2</sub> v kapalině

-pro tento logaritmický úsek zrekonstruovaného signálu lze již dopočítat naakumulované CO<sub>2</sub> za daný časový úsek (krok) následovně:


$$d\text{CO}_2(i) = \frac{d\text{CO}_2}{dt} \cdot (t_{i+1} - t_i)$$

a postupným nasčítáním jednotlivých kroků v daném logaritmickém úseku zrekonstruovat část půběhu dCO<sub>2</sub> (viz. červená křivka v Obrázku 2)

-identifikaci parametru modelu kLa\_CO2\_eff lze provést v Copasi nebo alternativně v Excelu pomocí nahradby algebraickou funkcí  $d\text{CO}_2(t) = A \cdot (1 - e^{-\frac{t-D}{\tau}})$ , kde **A** je saturační koncentrace dCO<sub>2</sub>, která je pro dané podmínky experimentu **170** a **D** je posunutí (zohledňuje dopravní zpoždění měřeného signálu), a **tau** je hledaný parametr pro

Laboratorní cvičení PV225  
Numerická identifikace parametrů modelu přestupu CO<sub>2</sub> z experimentálních dat

výpočet koeficientu přestupu hmoty  $k_{La}$  jako  $k_{La} = \frac{1}{\tau_{au}}$



Obrázek 2 Zrekonstruovaný průběh akumulace CO<sub>2</sub> v kapalině ( $dCO_2$ ) a měřená koncentrace CO<sub>2</sub> v plynu po průchodu kapalinou ( $gCO_2$ )

-celou rekonstrukci a popsané výpočet lze relizovat v Excelu (pro odhad parametru  $\tau_{au}$  a  $D$  je nutné použít doplněk Řešitel).

**B. Identifikace parametrů hydratace CO<sub>2</sub> a dehydratace HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>**

S použitím identifikovaného parametru  $k_{La}$  lze identifikovat parametry  $k1_*$  z dat pro měření v prostředí s neutrálním pH (pH 7.5 až 7.3).

**Výpočet je nutné provést v Copasi**