

Praktické cvičení č.8      datum \_\_\_\_\_      jméno \_\_\_\_\_

**Téma praktika:**

**Seznámit se s příklady aplikace elektrochemických metod v laboratorní medicíně**

**Přístroje a pomůcky:**

Průtokové konduktometry

pHmetr OP-211/1 (Radelkis)

ISE modul analyzátoru Hitachi 917

Elektroforetická aparatura BioRad

    Zdroj stejnosměrného elektrického proudu (3000Xi)

    Elektroforetický vana

Kalibrační pufrů pH 7 a pH 9

Koncentrátor Vivaspin 2

Centrifuga Jouan

Barbiturátový pufr 0,075M, pH 8,6

1,2% roztok agarózy

Fixační roztok (1,2% kys.pikrová 5díků, konc. kys. octová 1díků)

Barvicí roztok

Odbarvovací roztok

**Úkoly:**

- a) kontrola vodivosti upravené vody používané pro analyzátor Hitachi 911, Modular a pro analytické účely v laboratoři
- b) změření pH pufru pro elektroforézu v agarózovém gelu
- c) zahuštění moči centrifugací za použití koncentrátoru VIVASPIN 2 (Sartorius)
- d) provedení elektroforetického dělení bílkovin krevního séra v agarózovém gelu (makro provedení na skleněné desce)
- e) konstrukce a funkce jednotlivých částí ISE modulu Hitachi 917, ISE check

**a) kontrola vodivosti upravené vody používané pro analyzátor Hitachi 911, Modular a pro analytické účely v laboratoři**

- zaznamenat na začátku a na konci praktika hodnotu vodivosti upravené vody pro analyzátor Modular (vstup a výstup).
- zaznamenat hodnotu vodivosti upravené vody pro analytické účely (laboratoř AAS)

Úpravna vody MODULAR		
	vstup (uS)	výstup (uS)
16,00 hod		
17,00 hod		
Úpravna vody pro anal.účely (lab. AAS)		

**b) změření pH pufru pro elektroforézu v agarózovém gelu pomocí pH metru OP-211/1 (Radelkis)**

- Seznámit se se standardním operačním postupem (SOP) pH-metr OP-211/1 (Radelkis)
- Provést kalibraci
- Změřit pH pufru podle pracovního postupu

Naměřená hodnota pH: \_\_\_\_\_

**c) zahuštění moči centrifugací za použití koncentrátoru VIVASPIN 2 (Sartorius)**

- seznámit se SOP – výtah z dokumentu Zahušťování moči, likvoru a jiného biologického materiálu.
- Provést zahuštění dvou vzorků moče podle pracovního postupu.

**d) provedení elektroforetického dělení bílkovin krevního séra v agarózovém gelu (makro provedení na skleněné desce)**

- seznámit se se SOP – výtah z dokumentu Elektroforéza séra na agaróze
- provést elektroforetické dělení bílkovin krevního séra, nezahuštěné a zahuštěné moče podle pracovního postupu

**e) konstrukce a funkce jednotlivých částí ISE modulu Hitachi 917, ISE check**

- seznámit se s konstrukcí a funkcí jednotlivých částí ISE modulu
- provést ISE check