

Praktické cvičení č.1      datum\_\_\_\_\_ jméno\_\_\_\_\_

**Téma praktika:**

**Seznámení se základními laboratorními pomůckami**

- Laboratorní sklo
- Pipety
- Dávkovače
- Váhy (dem.)
- Míchačky a třepačky (dem.)
- Měření a monitorování teploty (dem.)

**Úkoly:**

**a) Ověření přesnosti pipetování za použití různých laboratorních pomůcek**

K ověření přesnosti pipetování bude použito ředění základního roztoku NaCl (1.540 mmol/l, ř 11x....140 mmol/l; navážka 9,0 g NaCl/100 ml), který se bude ředit (1+10)

100ul + 1,0ml .....(skleněná pipeta 1,0ml a 5,0ml)

100ul + 1,0ml.....(automatická pístová pipeta 100ul a pístoventilový dávkovač 5,0ml)

20ul + 200ul.....(programovatelný automatický dávkovač HAMILTON 1000)

Po nácviku jednotlivých pipetovacích technik provede každý 5x naředění základního roztoku NaCl výše uvedenými třemi způsoby.

Ve zkumavkách s naředěnými vzorky se stanoví koncentrace Na (MODULAR)

Zjištěné hodnoty koncentrace Na se z tištěného reportu analyzátoru přepíše do tabulky.

označení	Skleněné pipety	označení	Pístová pipeta + dávkoavač	označení	Automatický dilutor(Hamilton)
<b>Průměr</b>		<b>Průměr</b>		<b>Průměr</b>	
<b>SD</b>		<b>SD</b>		<b>SD</b>	
<b>VK</b>		<b>VK</b>		<b>VK</b>	

**Vyhodnocení :**

\_\_\_\_\_ --

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**b) kontrola přesnosti a správnosti automatické pístové pipety vázkovým způsobem**

**Pracovní postup:**

- a) Zjistit teplotu použité destilované vody ponořením teploměru na nejméně 3 minuty a zapsat do pracovního protokolu
- b) Předvážit čistou, suchou kádinku (50ml) a vynulovat display analytických vah
- c) Do kádinky napipetovat vždy novou špičkou deklarovaný objem pipety, hodnotu hmotnosti odečíst, zaznamenat a vynulovat
- d) Postup dle bodu c) zopakovat 11x (t.j. získáme 12 hodnot)
- e) Vypočítat průměrnou hodnotu hmotnosti pipetovaného objemu, směrodatnou odchylku (SD) a variační koeficient (VK)
- f) Vypočítat objem vody dávkované danou pipetou podle vzorce:

$V = \text{průměrná hmotnost} / \text{hustota vody při dané teplotě}$   
(hustota vody se odečte z tabulky)

- g) Vypočítat správnost pipetovaného objemu (výpočet BIAS) podle vzorce:

$\text{Bias (\%)} = [(\text{průměrná zjištěná hodnota objemu} - \text{deklarovaná hodnota}) / \text{deklar. hodnota} \times 100]$

**Vyhodnocení pro pipetu s objemem 200ul:**

**Vyhovuje:**

**VK < 2%**

**Bias < 2%**

(Pokud překročí kterákoliv hodnota uvedený limit není možné pipetu používat.)

**Závěr:**

---

---

---