

# 1 ERGOMETRIE

## Klíčová slova

Index W170, kyslíkový dluh, metabolismus srdečního a kosterního svalu během zátěže, změny v kardiovaskulárním, respiračním a termoregulačním systému během zátěže, laktátový práh, respirační kvocient, anaerobní práh, ventilační práh, srdeční rezerva, chronotropní rezerva, koronární rezerva.


## Praktická část

### Potřeby

Bicyklový ergometr, sada jednorázových elektrod, spojovací EKG kabely, výukový systém PowerLab.

### Postup práce

1. Vyšetřovaná osoba se posadí na bicyklový ergometr. Připevněte na hrudník EKG elektrody podle modifikovaných svodů (Obrázek 4-3). Propojte pomocí EKG elektrody a zesilovač systému PowerLab. Nastavte ergometr podle příloženého návodu. Zátěž se bude odvíjet podle váhy a pohlaví měřené osoby.




Obrázek 1-1 Modifikované zapojení elektrod s výstupem do dvou kanálů.

2. Spusťte program ERGOMETRIE dvojklikem na stejnojmennou ikonu na ploše. Nastavte vhodnou citlivost zesilovače pro registrace EKG v 1. a 2. kanálu. Horní 2 záznamy odpovídají 2 EKG svodům, 3. a 4. kanál zobrazuje srdeční frekvenci vypočtenou z RR interval příslušných EKG svodů.

Upozornění: Pokud pokusná osoba dosáhne při některém z výše uvedených stupňů zátěže tepové frekvence 170 tepů/min, zátěžový test ukončíme.

3. Během všech 5 fází kontinuálně zaznamenávejte EKG bez přerušení (můžete pouze rychle kliknout na stop/start, aby se jednotlivé fáze vizuálně oddělily, záznamy se budou řadit za sebou).
4. Protokol zátěže pro bicyklový ergometr (Obrázek 4-4):



Obrázek 1-2 Grafické schéma postupu měření s definovaným pořadím jednotlivých fází, přednastaveným výkonem a délkou jejich trvání.


- **Přípravná fáze** – začnete zaznamenávat klidové EKG, tato fáze bude trvat 1 minutu;
- **Zahřívací fáze** – zátěž – 20 W, vyšetřovaná osoba bude šlapat po dobu 1 min, a bude udržovat konstantní rychlost otáček (60/min);
- **Stupňovaná zátěž** 1–2–3 W/kg, na každém stupni zátěže setrvá pokusná osoba 3 minuty;
- **Uklidňovací fáze** – zátěž – 20 W, vyšetřovaná osoba bude šlapat po dobu 1 min, a bude udržovat konstantní rychlost otáček;
- **Zotavovací fáze** – bez zátěže, v klidu, 9 min v sedě na židli.

Po celou dobu protokolu alespoň dva lidé budou dohlížet na stav měřené osoby. Zvláště pokud měřená osoba nedokončí protokol včetně uklidňovací fáze, hrozí výrazný pokles krevního tlaku a případně i porucha vědomí.

5. Ve 3. nebo 4. kanálu (podle kvality záznamu), které zobrazují srdeční frekvenci vypočítanou z 1. a 2. kanálu EKG záznamu, vyberte do bloku posledních 30 z každé fáze a hodnotu srdeční frekvence odečtete v mini okně.
6. Vztah mezi zátěží, vyjádřenou ve W/kg a tepovou frekvencí je lineární. Naměřenými hodnotami tepových frekvencí proložíme přímkou a odečteme hodnotu zátěže, která odpovídá zátěži 170 tepů/minutu. Pokud bylo 170 tepů/min dosaženo už během zátěže, odečtete hodnotu přímo. Tato hodnota se označuje W170.
7. Výsledné srdeční frekvence dvou osob запиšte do tabulky a zakreslete do grafu (Graf 1-1).

## Výsledky a hodnocení

Zaneste výsledky měření do tabulky a zaneste srdeční frekvenci v průběhu ergometrie do grafu.



1.b Výsledky měření									
Pokusná osoba	klid	20 W	1 W/kg	2 W/kg	3 W/kg	20 W	3.min	6.min	9.min
<b>Osoba 1: W170</b>				.....W/kg					
<b>Osoba 2: W170</b>				.....W/kg					
Fyziologické hodnoty pro věk 18–27 let									
<b>Muži</b>				2- 3,4 W/kg					
<b>Ženy</b>				1,3 – 2,2 W/kg					

## Závěr

Jsou hodnoty W170 fyziologické? Dosáhla měřená osoba 170 tepů za minut již během zátěže?