

Zadání samostatného cvičení:

1. Optické laboratorní metody

Klíčové pojmy:

spektrofotometrie, absorpance, Lambert-Beerův zákon, transmitance, luminiscence, absorpční křivka, absorpční maximum, refraktometrie, Abbeho refraktometr, Snellův zákon, mezi úhel, polarimetrie, polarizace světla, opticky aktivní látky

Praktický význam:

Optické laboratorní metody tvoří základ chemické diagnostiky v medicínských i jiných biochemických laboratořích. Jsou součástí nejen velkých průmyslových analyzátorů, ale i příručních přístrojů, např. glukometrů. Refraktometrie má význam více ve zkoumání umělých roztoků – léčiv, či v širším pohledu v optometrii. Polarimetrie je asi nejnámější z nemedicínského života při stanovení cukernatosti.

1.1. Spektrofotometrie

Cíl:

Měření absorpční křivky a určení maxima v oblasti viditelného spektra.

Pomůcky:

Spektrofotometr Specol, automatická pipeta, roztoky pro měření, destilovaná voda

Postup:

- 1) Zapněte spektrofotometr a nastavte pomocí voliče vlnových délek vlnovou délku 500nm.
- 2) Zkontrolujte čistotu kyvet (pozor: každá kyveta má 2 stěny čiré a 2 matné). Kyvetu uchopte vždy pouze za matné stěny.
- 3) Spektrofotometr Specol má pohyblivý držák měřicího nástavce pro 2 kyvety, vložte nejprve kyvetu s destilovanou vodou do jednoho úchyty, do druhého úchyty kyvetu s měřeným roztokem. Kyvety musí být naplněny nejméně do dvou třetin.
- 4) Do posuvného držáku vložte jednu kyvetu s destilovanou vodou a jednu s měřeným vzorkem. Nejprve změřte hodnotu absorpance, pro destilovanou vodu (blank) a pomocí tlačítka R ji vynulujte. Nyní do měřicího prostoru zasuňte kyvetu s měřeným roztokem a odečtěte jeho absorpanci A.
- 5) Poté do měřicího prostoru zasuňte opět kyvetu s destilovanou vodou (blank) a hodnotu vlnové délky zvětšete o 5 nm. Po vynulování displeje vložte do měřicího prostoru kyvetu se zkoumaným roztokem a odečtěte jeho absorpanci A.
- 6) Uvedený postup opakujte a vlnovou délku světla zvyšte při každém kroku o 5 nm. Při proměňování absorpční křivky postupujeme do vlnové délky 600 nm.

7) Do grafu vynesete závislost absorbance na vlnové délce a odečtete absorpční maximum, což je vlnová délka, při které je absorbance měřeného roztoku nejvyšší.

Výstup:

Graf závislosti absorbance na vlnové délce s vyznačením absorpčního maxima.

Diskuze:

Popište, jak by se změnil průběh křivky měřili bychom roztok jiné látky a jak by se změnila při použití roztoku stejné látky o menší a větší koncentraci.

1.2. Refraktometrie

Cíl:

Stanovení koncentrace NaCl v neznámém vzorku

Pomůcky:

Abbeho refraktometr, osvětlovací lampa, krystalický NaCl, stojan se zkumavkami, automatické pipety, destilovaná voda, buničitá vata, váhy, váženka

Postup:

- 1) Připravte 10 ml roztoku NaCl v destilované vodě o koncentraci 200g/l.
- 2) Ředěním připraveného základního roztoku si připravte koncentrace NaCl 50, 100, 150g/l.
- 3) Osvětlovací hranol refraktometru oddělte od měřicího hranolu. Přesvědčte se o čistotě obou hranolů. Pokud uvidíte zbytky nečistot, opláchněte je destilovanou vodou a vysušte buničitou vatou.
- 4) Na plochu hranolu kápněte kapku zkoumané kapaliny a hranoly opět přiklopte.
- 5) Nyní otáčejte spodním knoflíkem přístroje tak, až se v zorném poli okuláru objeví rozhraní „světlé – tmavé“. Může být barevné díky rozdílným indexům lomu kapaliny a skla hranolů a tedy neostré. Kompenzaci, tj. „odbarvení“ a zároveň „zaostření“ provedte otáčením horního knoflíku přístroje (uvnitř se otáčí dvojice kompenzačních hranolů, které při vhodném natočení eliminují barevnost rozhraní, které se stane černo-bílým a tedy i ostrým). Takto vykompenzované rozhraní nastavte na střed kříže. Pozn.: Otáčením knoflíku pro vyhledání rozhraní otáčíme systémem hranolů a de facto vyhledáváme oblast osvětlenou světlem, které se láme pod úhlem maximálně rovným úhlu meznímu pro aktuálně použitou kapalinu.
- 6) Ve spodní části odečtete hodnotu indexu lomu kapaliny (s přesností nejméně na tři desetinná místa).
- 7) Postupně proměřte indexy lomu všech kalibračních roztoků, včetně základního. Nejprve změřte index destilované vody, dále postupujte od roztoku s nejnižší koncentrací k roztoku o nejvyšší koncentraci. Všechny naměřené hodnoty zapište do tabulky a poté vytvořte graf závislosti indexu lomu na koncentraci.
- 8) Nakonec změřte index lomu neznámého vzorku, a z grafu odečtete jeho koncentraci.
- 9) Po skončení měření otřete plochy obou hranolů buničinou zvlhčenou destilovanou vodou nebo opláchněte destilovanou vodou a otřete buničinou a nechte hranoly odklopeny.

Výstup:

Graf závislosti indexu lomu kapaliny na její koncentraci, včetně vyznačení hodnot neznámého vzorku.

Diskuze:

Uvedte limitace této metody při hodnocení biologických vzorků. Uvedte praktické využití refraktometrie ve zdravotnictví.

Příloha:

Obrazec hledaný v refraktometru:

