

---

# 1 SPIROMETRIE

---

## Klíčová slova

Spirometrie, dechové objemy a kapacity, obstrukční a restriční plicní poruchy.

## Pracovní část


### Potřeby

Program SPIROMETRIE, pneumotachometr.

### Postup práce


- I. Klidové nastavení
  1. Spusťte program *SPIROMETRIE*
  2. Před použitím spirometru je potřeba provést kalibraci. V 1. kanálu *Flow* (průtok) v rozbalovacím seznamu zvolte *Spirometry Pod*. Ujistěte se, že rozmezí je nastavené na 500 mV. Poté vynulujte hodnotu na 0 mV stisknutím tlačítka *Zero*. Vše potvrďte stisknutím *OK*.
  3. Vyšetřovaná osoba sedí na židli tak, aby nemohla sledovat záznam na monitoru a vloží si spirometrický snímač s nasazeným filtrem a sterilním náustkem do úst (snímač drží v horizontální rovině, bílé hadičky by měly směřovat vzhůru). Na nos nasadíte svorku.
  4. Klikněte na tlačítko *Start*. 1. kanál zobrazuje rychlost proudění vzduchu snímačem, tedy průtok v ml/s, 2. kanál integrál průtoku v čase, tedy objem v litrech. Pokud se výdech zobrazuje jako výchylka signálu směrem nahoru a nádech dolů, v 1. kanálu *Flow* (průtok) v rozbalovacím seznamu zvolte *Spirometry Pod* a zatrhněte položku *Invert* (převrátit), potvrďte *Ok*.
- II. Měření spirometrie
  1. Zaznamenejte následující situace:
    - Klidové dýchání v délce cca 1 min a 20 s
    - 4 klidové dechové cykly
    - 1 maximální nádech
    - 4 klidové dechové cykly a poté maximální výdech
    - 4 klidové dechové cykly, poté maximální nádech následovaný maximálním výdechem.

Vydechněte veškerý vzduch s maximální rychlostí.



Obrázek 1-1 Ilustrativní nákres průběhu měření pro situace a-f.


- 4 klidové dechové cykly
- hyperventilace po dobu cca 30 s
- apnoická pauza v inspiriu
- apnoická pauza v expiriu



Obrázek 1-2 Ilustrativní nákres průběhu měření pro situace g-i.

2. Uložte záznam do složky Dokumenty pod názvem „spirometrieXY“, kde XY odpovídá iniciálám vyšetřované osoby, typ souboru Data Chart File (\*.adicht)

3. Ve 2. kanálu Volume (objem) změřte a vypočítejte parametry v níže uvedené tabulce. Měřené hodnoty se zobrazují v mini okně Volume (objem), časový rozdíl v mini okně Rate/Time.



Obrázek 1-3 Grafické znázornění měření usilovné vitální kapacity. Hodnotí se objem vzduchu prudce vydechnutý z plic usilovným výdechem po maximálním nádechu za jednu sekundu ( $FEV_1$ ) a na konci výdechu (FVC).

## Hodnocení a výsledky

Měření	
Měřená osoba	.....
Překreslete výsledky svého měření a doplňte osu X a osu Y.	
.....	.....

## 2. Vitální kapacita plic

Překreslete výsledky svého měření a doplňte osu X a osu Y.

.....

## 3. Naměřené parametry

Zapište do tabulky naměřené i vypočítané parametry.

Dechový parametr	Zkratka	Výsledky měření	Jednotka
<b>Klidové dýchání</b>			
Frekvence	f		(počet dechů/min)
Dechový objem	TV		litr (l)
Minutová ventilace	$MV = TV \cdot f$		l/min
<b>IRV, ERV, VC</b>			
Inspirační rezervní objem	IRV		l
Inspirační kapacita	$IC = TV + IRV$		l
Expirační rezervní objem	ERV		l
Expirační kapacita	$EC = TV + ERV$		l

Vitální kapacita (změřená)	VC		l
Vitální kapacita (vypočítaná)	$VC = TV + IRV + ERV$		l
<b>FVC, FEV<sub>1</sub></b>			
Usilovná vitální kapacita	FVC		l
Usilovný expirační objem za 1 s	FEV <sub>1</sub>		l
Tiffeneauv index	$FEV_1/FVC \cdot 100$		%
<b>Hyperventilace</b>			
Frekvence	f		(počet dechů/min)
Dechový objem	TV		l
Maximální minutová ventilace (MMV)	$V_{MAX} = V_T \cdot f$		l/min
<b>Apnoická pauza v inspiriu</b>			
	-		s
<b>Apnoická pauza v expiriu</b>			
	-		s

## Závěr

Shrňte všechny naměřené výsledky a stručně popište fyziologické jevy, které se s nimi pojí. Obecně shrňte a popište rozdíl mezi obstrukčními a restričními plicními poruchami. Jakou roli v jejich diagnostice hraje spirometrie?