

6. VLASTNOSTI a DŮKAZ BÍLKOVIN

Úkol č. 1: **Koagulace bílkovin varem**

Vzorky navíc: voda z naložených luštěnin, roztok nutrendu- doplňku stravy (nebo syrovátek)

Materiál: bílkovinný roztok (BR) (vaječný bílek ve 150 ml 0,9 % NaCl – savčí fyziologický roztok, filtrace na skleněné vatě od chaláz), kyselina octová CH_3COOH (5 %), zkumavka, vodní lázeň

Pracovní postup:

Ke 2 ml BR ve zkumavce přidáme 2 kapky CH_3COOH a povaříme.

Pozn.: Bílkoviny vypadnou ve formě sraženiny.

Popis děje:

Výsledky

Úkol č. 2: **Vysolování bílkovin těžkými kovy**

Materiál: BR, nasycený roztok octanu olovnatého, roztok síranu amonného příp. měďnatého (1 %), zkumavky

Pracovní postup:

Ke 2 ml BR ve zkumavce přidáme 5 kapek octanu (síranu).

Pozn.: Bílkoviny vypadnou ve formě sraženiny.

Popis děje:

Výsledky

Úkol č. 3: **Koagulace kyselinami**

Materiál: BR, koncentrovaná kyselina dusičná HNO_3 , nasycený roztok hydroxidu sodného NaOH, zkumavka, vodní lázeň

Pracovní postup:

Ke 2 ml BR ve zkumavce přidáme 2 ml HNO_3 . Bílkoviny vypadnou jako sraženina. Zahřátím ve vodní lázni se rozpustí na žlutý roztok. Po ochlazení přidáme 3 – 4 ml NaOH, barva se změní na pomerančově červenou.

Popis děje:

Výsledky

Závěr (1-3)

Úkol č. 4: **Kvalitativní důkaz bílkovin – prostá biuretová reakce**

Materiál: BR, 10 % NaOH, 1 % síran měďnatý CuSO_4 , zkumavky

Pracovní postup:

Ke 2 – 3 ml BR ve zkumavce přidáme 3 ml NaOH a 5 – 10 kapek CuSO_4 .

Obdobný postup s peptidem.

Pozn.: Po zamíchání složek s BR vznikne (růžovo)fialové zbarvení vznikajícího biuretu.

S peptidem vzniká modré zbarvení. Reakce se využívá k rozlišení bílkovin a peptidů.

Popis děje:

Výsledky

Závěr

Úkol č. 5: **Oddělování iontů a solí od bílkovin**

Materiál: BR, 1 % dusičnan stříbrný AgNO_3 , celofán, skleněná trubička, nit, kádinka, voda, zkumavky

Pracovní postup:

Do celofánového sáčku po tyčince nalijeme asi 2 ml BR a sáček vložíme do kádinky s destilovanou vodou. Po 15 minutách odebereme 2 ml vody do zkumavky a přidáme 5 – 8 kapek AgNO_3 .

Pozn.: Dojde k vysrážení chloridů.

Popis děje:

Výsledky

Interpretace

Závěr