

Cvičení č. 1: STANOVENÍ KONCENTRACE CELKOVÝCH BÍLKOVIN VE VZORKU SÉRA POMOCÍ AUTOMATIZOVANÉHO FOTOMETRICKÉHO ANALYZÁTORU BS 200

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA NA CVIČENÍ

Celková bílkovina

Stanovení celkové bílkoviny v séru je běžná a dostupná metoda. Vyšetření koncentrace celkové bílkoviny v séru nám poskytuje orientační informaci o biosyntéze, utilizaci a exkreci bílkovin. Změnu ve složení sérových bílkovin vyvolávají různá onemocnění, ale pouze některá se projeví odchylkou v hodnotách celkové bílkoviny. Celková bílkovina se podílí na udržování onkotického tlaku a tím udržení objemu tělních tekutin (zejména albumin). Má obranné funkce proti patogenům (imunoglobuliny, komplement, proteiny akutní fáze (např. CRP)), antioxidační funkce (obrana proti reaktivním formám kyslíku) – např. albumin, ceruloplazmin, transportní funkce – pro hormony (kortizol, hormony štítné žlázy), prvky (Ca, Mg, Cu, Fe), bilirubin. Celková bílkovina se účastní srážení krve (koagulační faktory) a je součástí enzymů a inhibitorů.

Koncentrace celkové bílkoviny v séru může být ovlivněna těmito základními faktory:

- hydratací organismu;
- změnou biosyntézy jednoho nebo více specifických proteinů;
- rychlostí ztrát jednoho nebo více specifických proteinů.

Hypoproteinemie

Hypoproteinemie je označení pro *sníženou koncentraci bílkoviny v séru*.

Absolutní hypoproteinemie vzniká v důsledku *sníženého množství bílkoviny v séru* při:

- zvýšených ztrátách;
 - ledvinami;
 - gastrointestinálním traktem (např. záněty střeva);
 - kůží (popáleniny);
 - krvácením;
 - do „3. prostoru“ (např. do břišní dutiny při ascitu);
- snížené proteosyntéze v játrech (chronická jaterní onemocnění);
- nedostatečném příjmu bílkoviny potravou při poruchách výživy.

U **relativní hypoproteinemie** je zachováno normální množství bílkovin, které jsou ale v důsledku retence vody a elektrolytů „naředěné“ (stav *hyperhydratace*). Koncentrace individuálních proteinů jsou sníženy ve stejném poměru.

Hyperproteinemie

Hyperproteinemií rozumíme *zvýšenou koncentraci celkové bílkoviny v séru*. Dochází k ní při infekci, zánětu, dehydrataci, hemolýze, traumatu, hyperfunkci štítné žlázy, při deficitu železa, nejčastější příčinou je snížení objemu vody v těle, při ztrátách vody.

Absolutní hyperproteinemie je *zvýšení koncentrace bílkoviny* vyvolané obvykle zvýšenou syntézou některých specifických proteinů, např. imunoglobulinů (plazmocytozom).


Relativní hyperproteinemie vzniká jako následek *dehydratace organismu* při nedostatečném příjmu či nadměrných ztrátách tekutin (těžké průjmy, zvracení). Celkové množství bílkovin je zachováno a koncentrace jednotlivých proteinů je zvýšená proporcionálně.

Referenční rozmezí: Koncentrace celkové bílkoviny v séru (S-celková bílkovina): 65 – 85 g/l

PRINCIP METODY

Princip stanovení celkové bílkoviny

Celkovou bílkovinu v séru stanovujeme **biuretovou reakcí**.



Komplex bílkoviny s mědí v alkalickém prostředí

V **alkalickém prostředí v přítomnosti měďnatých solí** dávají bílkoviny fialové zbarvení, vhodné k fotometrickému stanovení. Zjednodušeně se dá říci, že se vytvářejí komplexní sloučeniny Cu^{2+} s ionty peptidových vazeb. Vzniklý komplex silně absorbuje světlo v oblasti 540 – 560 nm. Intenzita zbarvení komplexu se měří fotometricky a je přímo úměrná koncentraci bílkovin. Biuretovou reakci obecně poskytují látky obsahující v molekule alespoň dvě peptidové vazby (-CO-NH-) nebo dvě skupiny -CO-NH₂. Reakce tedy není specifická pouze pro bílkoviny. Nejjednodušší sloučeninou reagující s měďnatými solemi v alkalickém prostředí je biuret obsahující dvě peptidové vazby. Aminokyseliny a dipeptidy nereagují.

Součástí biuretového činidla je **síran měďnatý**, který poskytuje Cu^{2+} pro tvorbu komplexů s peptidovými vazbami, a alkalizující složka (hydroxid), který převede peptidovou vazbu na enolformu a umožní tak účast atomů kyslíku v komplexu. Dalšími složkami činidla jsou **vinandraselno-sodný**, který zabraňuje jako komplexotvorná látka srážení Cu^{2+} na $\text{Cu}(\text{OH})_2$, a **jodid draselný**, který chrání Cu^{2+} před autoredukci. Citlivost biuretové metody se pohybuje kolem 1 – 10 g bílkoviny/l.

POPIS PŘÍSTROJE BS-200

K měření celkové bílkoviny v séru bude použit automatizovaný fotometr BS-200 (Mindray, China), který se skládá z kyvetového prostoru, reagenčního prostoru s karuselem pro reagentie a přípravu vzorků (temperovaný na 4 ± 1 °C) a optického detektoru. Zdrojem světla je halogeno-wolframová žárovka. Přenos vzorků a reagentů zabezpečuje robotické rameno s dávkovací jehlou. Obsah kyvet je promíchán automatickým míchadlem ihned po přidání činidla nebo vzorku o objemu 2 – 45 μl . Kontaminace je minimalizována díky proplachování jak dávkovací jehly, tak míchadla destilovanou vodou. Pro detekci je možné využít vlnových délek: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 nm. Zařízení je plně kontrolováno softwarem BS 200 (Mindray, China).

POSTUP MĚŘENÍ NA AUTOMATIZOVANÉM FOTOMETRU BS 200

Do kyvety je napipetováno 200 μ l biuretova činidla (100 mM vinansodno-draselný, 100 mM NaOH, 15 mM KI, 6 mM CuSO₄) a následně jsou napipetovány 4 μ l vzorku. Po 5 min inkubace při 37 °C je změřena absorbance při vlnové délce $\lambda = 546$ nm. Pro výpočet je použito hodnoty absorbance samotné reagentie a hodnoty absorbance po 5 minutové inkubaci se vzorkem. V přístroji je už nachystané v reagenční lahvičce biuretovo činidlo (modré barvy). Proto připravujeme jenom vzorky.

MATERIÁL

Neznámý vzorek : Kalibrátor Lyonorm celková bílkovina neznámé koncentrace 4 \times naředěná

Kalibrátor je výrobcem dodáván lyofilizovaný a pro použití jej budete mít připraven těsně před cvičením rekonstituováním s deionizovanou vodou podle návodu výrobce. Doba expirace rekonstituovaného kalibrátoru bude vyznačena na každé lahvičce

Standard bovinního sérového albuminu (BSA) o koncentraci 20 g/l a neznámý vzorek (4 \times naředěný) připravené jsou v mikrozkuhavce.

Destilovaná voda na ředění standardu, mikrozkuhavky, nastavitelná pipeta 100 –1000 μ l.

PRACOVNÍ POSTUP:

1. Nachystáme si 5 mikrozkuhovek (1,5 ml) a označíme si je písmenem skupiny (A, B, C, a pořadovým číslem (např. A1, A2, A3, A4, A5; B1, B2, B3 atd.) neznámý vzorek a standard BSA (20g/l)
2. Připravíme si ředící řadu z koncentrovaného standardu BSA (20 g/l) půlkovým ředěním.
3. Do mikrozkuhovek č. 2, 3 a 4 pipetujeme nejdříve 200 μ l vody.
4. Poté do mikrozkuhavky č. 1 napipetujeme 200 μ l standardu BSA (20g/l) a také stejný objem standardu pipetujeme do mikrozkuhavky č. 2, ve které máme již 200 μ l vody a obsah které promícháme pipetou a tak dostaneme roztok standardu BSA o poloviční koncentraci (10g/l). Poté z mikrozkuhavky č. 2 napipetujeme opět 200 μ l do mikrozkuhavky č. 3 (ve které máme již 200 μ l vody) a opět obsah mikrozkuhavky promícháme pipetováním. Dostaneme tím roztok standardu BSA č. 3 (5g/l). V mikrozkuhavce č. 4 máme již 200 μ l vody a to je blank. Do mikrozkuhavky č. 5 napipetujeme 200 μ l neznámého vzorku

Přesun do centrální laboratoře k analyzátoru BS 200

5. Umístíme mikrozkuhavky do fotometru BS 200 a spustíme měření.
6. Měříme absorbanci při vlnové délce 546nm (měření trvá 18 minut).
7. Po ukončení měření, si zapišeme hodnoty absorbance do tabulky.

Přesun zpátky do původní laboratoře

Z naměřených hodnot absorbance a známých koncentrací albuminu vytvoříme v programu Excel kalibrační křivku a z rovnice kalibrační přímky vypočteme koncentraci 4 × naředěného neznámého vzorku. Vypočteme koncentraci neznámého vzorku.

Zkumavka	Koncentrace CB (osa x)	A ₅₄₆ (odvozená A v 10 000 vých jednotkách)	A ₅₄₆ VZ - A ₅₄₆ BLANK (osa y)	Naměřená koncentrace
1	Standard 1 koncentrace 20 g/l			
2	Standard 2 koncentrace 10 g/l			
3	Standard 3 koncentrace 5 g/l			
4	Blank (voda) 0 g/l			
5	Neznámý vzorek (kalibrátor, 4 × ředěný)			4 × koncentrace odečtena z kalibrační křivky

PROTOKOL (SCHÉMA):

Význam stanovení celkové bílkoviny v séru.


Kdy dochází k hyperproteinemii a kdy dochází k hypoproteinemii?

Referenční rozmezí koncentrace celkové bílkoviny v lidském séru.

Princip stanovení celkové bílkoviny biuretovou reakcí.

Postup měření na automatizovaném fotometru BS 200.

Vyplněná tabulka a graf kalibrační křivky.



Výpočet koncentrace neznámého vzorku.

Cvičení č. 2: Imunochemická detekce proteinu p53 na nitrocelulosoové membráně (dot blot)

Úvod

Protein **p53** je kódován genem *TP53* a hraje roli především jako **nádorový supresor (antionkogen)**. Díky své funkci transkripčního faktoru reguluje expresi mnoha cílových genů, zodpovědných za růst buněk a apoptózu, tím že se sekvenčně specificky váže na DNA. V normálním stavu buňky se vyskytuje v malé špatně detekovatelné míře. Více než 50% tumorů je asociováno s mutací v genu *TP53*. Vzniká mutantní protein, onkogen, který je naopak v buňce akumulován a dobře pomocí protilátek detekován.

Dot blot je zjednodušenou alternativou k western blotu a slouží pro detekci a identifikaci proteinů. Na rozdíl od western blotu nedochází k elektroforetické separaci, nelze tedy určit velikost cílového proteinu, můžeme však přítomnost daného proteinu potvrdit – v našem případě p53. Kapka vzorku je nanášena přímo na nitrocelulosoovou membránu, kde je následně protein zájmu imunochemicky detekován.

Princip metody

Principem imunochemické detekce je využití reakce **antigen-protilátka**. **Antigeny** jsou látky, které organismus rozpoznává jako cizorodé. Jejich přítomnost stimuluje tvorbu protilátek. Každý antigen obsahuje antigenní determinanty (**epitopy**) tvořené 5-8 aminokyselinami. Schopnost protilátek rozlišovat i malé rozdíly epitopů je základem specifity imunitních reakcí.

Protilátky patří mezi **imunoglobuliny** a jsou produkovány jako součást imunitní odpovědi. Rozlišujeme několik tříd - IgG, IgM, IgA, IgE a IgD. Protilátky jsou charakterizovány **afinitou** – síla vazby protilátky s jednou vazebnou determinantou antigenu, **aviditou** – síla vazby mezi protilátkou a celou molekulou antigenu (většina antigenů je multivalentních, tzn. má více vazebných determinant pro různé protilátky) a **specifitou** – protilátky jeví minimální interferenci s látkami, pro které není protilátka určena. Protilátky mohou být polyklonální či monoklonální.


Polyklonální protilátky se připravují imunizací zvířat, kdy se zvířeti aplikuje příslušný antigen. V době imunizace (2-6 měsíců) se v krevním séru tvoří protilátky proti různým antigenním determinantám antigenu. Polyklonální protilátka může obecně reagovat s **několika antigenními determinantami**. Výhodou je vyšší citlivost a avidita. Nevýhodou je individuální imunitní odpověď a tedy i nereprodukovatelnost.

Monoklonální protilátky nejsou produkovány organismem, ale buněčnou kulturou. Myš je imunizována antigenem, následně se ze sleziny získají lymfocyty produkující protilátky. Jejich hybridizací s myelomovými buňkami dojde k fúzi obou typů buněk. Klonováním lze vybrat buňky, které produkují protilátky proti konkrétní antigenní determinantě antigenu. Takto syntetizovaná protilátka obsahuje jediný typ vazebného místa, a tedy rozeznává **jedinou antigenní determinantu**. Monoklonální protilátky se vyznačují vyšší čistotou a specifitou, jsou reprodukovatelné, mají však nižší afinitu.

Povrch nitrocelulózové membrány váže proteiny, proto je třeba po nanášení vzorku membránu **zablokovat**. Membrána se ponoří do roztoku levného proteinu, např. BSA či odtučněného sušeného mléka v PBS s přísávkem detergentu pro snížení šumu pozadí. Proteiny BSA či mléčný kasein se naváží na všechna místa, kam se dosud nenavázaly proteiny z našeho vzorku. Po přidání protilátky tedy nemůže dojít k její nespecifické vazbě na povrch membrány, nýbrž musí specificky hledat svůj epitop na antigenech vzorku.


Pro detekci cílového proteinu je nutné použití specifické **primární protilátky** proti tomuto proteinu a **sekundární protilátky konjugované s reportérovým enzymem**. V našem případě je primární protilátkou DO1 (aa 20-25), která specificky rozpoznává N-konec přirozené i mutantní formy proteinu p53, oblast mezi 20-25 aminokyselinou. Jedná se o **myší monoklonální protilátku** třídy IgG. Sekundární protilátka je produkována imunizací pomocí

antigenů z daného organismu. Imunizace probíhá v jiném druhu hostitelského organismu, než u primární protilátky. V našem případě byla protilátka DO1 produkována myší, proto **sekundární polyklonální protilátka** (anti-mouse IgG) byla produkována kozou, které byla injikována primární protilátkou. Sekundární protilátka se tedy váže na primární protilátku a je konjugována s reportérovým enzymem umožňujícím detekci, v našem případě **alkalickou fosfatázou a /nebo křenovou peroxidázou**.




Obr. 1: Princip imunochemické detekce proteinu

A) Pro **kolorimetrickou detekci** molekul značených **alkalickou fosfatázou** se běžně používá 5-bromo-4-chloro-3-indolylfosfát (BCIP) a nitro blue tetrazolium (NBT). Jsou-li tyto látky inkubovány s alkalickou fosfatázou, dochází k tvorbě nerozpustného **diformazanu NBT**, který se projeví fialovým zbarvením.



Obr. 2: Reakce BCIP/NBT

B) Chemiluminescence za použití protilátky značené křenová peroxidázou



Obr. 2: Reakce ECL- POD (peroxidáza, HRP)

Pracovní postup s primární a sekundární protilátkou

1. Pracujte ve dvojici, na kousek nitrocelulóзовé membrány naneste pipetou **1 μ l vašeho vzorku** proteinu o různé koncentraci (1x, 100x a 1000x zředěný). Ředění vzorku 10x a 100x připravte v PBS. Membrány je třeba dotýkat se co nejméně. Membránu popište obyčejnou tužkou.
2. Membránu vložte do 2 ml plastové zkumavky (ependorfky), **v tomto kroku práci přerušíte do dalšího cvičení**, a přelijte 1-2 ml 5% PBS mléka. Inkubujte na termobločku 30 min.
3. Do mléka přidejte 1 μ l primární protilátky a inkubujte na třepačce alespoň 30 min.
4. Mléko s protilátkou slijte do falkonky a přelijte membránu promývacím pufr 1x PBST. Po 5-ti min pufr vylijte a promytí po 5-ti min ještě 2x zopakujte.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">5. Membránu přelijte 5-ti ml mléka a přidejte 2 μl sekundární protilátky anti-mouse IgG konjugovanou s alkalickou fosfatázou. Inkubujte 30 min.6. Zopakujte promývací krok 4.7. Kolorimetrická detekce pro 1 ml substrátového pufru přidejte 3,3 μl BCIP a 33,0 μl NBT. Membránu v roztoku inkubujte asi 10 min, dokud nepozorujete fialové zbarvení.8. Vylijte roztok BCIP/NBT. Reakci zastavíte opláchnutím membrány v destilované vodě. |
|---|

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">5. Membránu přelijte 5-ti ml mléka a přidejte 2 μl sekundární protilátky anti-mouse IgG konjugovanou s křenovou peroxidázou. Inkubujte 30 min.6. Zopakujte promývací krok 4.7. Pro detekci chemiluminiscence umístěte membránky na eurofolii, pokryjte směsí roztoku 1+2 (100ul 1 + 100ul 2), detekujeme chemiluminiscenci . |
|--|

Použité chemikálie

5% PBS mléko – 5% sušeného mléka v 1% PBS

BCIP – vodný roztok 50 mg/ml

NBT – vodný roztok 10mg/ml

Substrátový pufr – 0,1 M Tris, 100 mM NaCl, 5 mM MgCl₂ , pH 9,5

Vyhodnocení

Otázky:

Co je to SDS-PAGE, western blot, dotblot, epitop, avidita, afinita, funkce mléka.....

Příklad:

Protein p53 (1-393 aa) se vyskytuje v buňce v několika variantách: p53A (1-363 aa), p53B (45-345 aa), která z protilátek rozpozná všechny varianty:

Seznam protilátek DO1 (20-25 aa), DO11 (120-135 aa), Pab421 (363-393 aa).

Protokol:

Název metody

Princip stanovení

Nákres obrázku

Odpovědi na otázky

Reakce katalyzované enzymy