

## 10. Katalýza

---



Látky, které i při nízké koncentraci výrazně urychlují žádanou reakci a přitom nezanikají (regenerují se) nazýváme katalyzátory. Pak platí, že celková rychlost žádané reakce je dána výrazem

$$v = v_0 + v_k \quad (10.1.)$$

kde  $v_0$  je rychlost reakce cestou bez katalyzátoru a  $v_k$  s katalyzátorem. Je-li rychlost nekatalyzované reakce zanedbatelná, pak  $v = v_k$ .

Za přítomnosti katalyzátoru se proto zvyšuje mnohem rychleji rozsah reakce definovaný vztahem:

$$\xi = \frac{n_i^t - n_i^0}{\nu_i} \quad (10.2.)$$

kde  $n_i^0$  je výchozí počet molů reaktantu nebo produktu  $i$ ,  $n_i^t$  je počet molů reaktantu nebo produktu v čase  $t$  a  $\nu_i$  je stechiometrický koeficient látky  $i$ . Během reakce se tak zvyšuje stupeň reakce  $\alpha = \xi / \xi^{\max}$  od hodnoty 0 do 1 (lze použít i %).

Tvoří-li katalyzátor s reakční směsí homogenní směs (homogenní katalýza), pak aktuální koncentraci katalyzátoru  $[K]$ , zavádíme do rychlostních rovnic elementárních reakcí, které jsou součástí celkového reakčního mechanismu reakce. Například:

$$v_k = \frac{1}{V} \frac{d(n_i^t - n_i^0)}{\nu_i dt} = \frac{1}{\nu_i} \frac{dc_i}{dt} = k'_k [K]^m [A]^n \quad (10.3.)$$

kde  $V$  je reakčním objem,  $\frac{dc_i}{dt}$  je rychlost změny koncentrace látky  $i$ ,  $k'_k$  rychlostní konstanta homogenně katalyzované reakce,  $[A]$  je aktuální koncentrace reaktantu,  $m$  a  $n$  je řád reakce vzhledem ke katalyzátoru a výchozí látce  $A$ .

Probíhá-li katalyzovaná reakce na povrchu katalyzátoru (heterogenní katalýza), pak celková rychlost katalyzované reakce je úměrná aktivní ploše katalyzátoru  $S_k$  a rychlostní rovnice má tvar:

$$v_k = \frac{1}{\nu_i} \frac{dc_i}{dt} = v_k^1 S_k = k_k [A]^n \quad (10.4.)$$

kde  $v_k^1$  je rychlost katalyzované reakce vztažená na jednotkovou aktivní plochu katalyzátoru,  $k_k$  je rychlostní konstanta heterogenně katalyzované reakce.

Celková reakce je velmi často důsledkem spojení dílčích elementárních reakcí, které mohou být propojeny v lineární sekvence, katalyzovány, či uspořádány do cyklických sekvencí. U některých složitých reakčních mechanismů může existovat být i zpětná vazba vedoucí k přepínání reakční koordináty. Tato zpětná vazba se může projevit i periodickými změnami (oscilacemi) složení reakční směsi.

### 10.a. Stanovení rychlostní konstanty a řádu reakce katalyzovaného rozkladu peroxidu

---



Rozklad peroxidu vodíku může probíhat za heterogenní katalýzy na platině dle celkové rovnice



Pro tuto reakci předpokládáme rychlostní rovnici

$$v_k = k_k [\text{H}_2\text{O}_2]^n \quad (10.6.)$$

kde  $v_k$  je aktuální rychlost katalyzované reakce,  $[H_2O_2]$  je aktuální koncentrace peroxidu,  $n$  je řád reakce vůči  $H_2O_2$ .

K určení rychlostní konstanty heterogenně katalyzované reakce  $k_k$  a řádu reakce  $n$  použijeme metodu stanovení počátečních rychlosti reakce  $v_k^0$ , kdy měníme počáteční koncentraci  $[H_2O_2]_0$ . Zlogaritmováním rovnice (10.6.) získáme lineární vztah:

$$\ln v_k^0 = \ln k_k + n \ln [H_2O_2]_0 \quad (10.7.)$$

který umožňuje stanovit konstanty  $k_k$  a  $n$  reakce z parametrů regresní přímky.

**?** **ÚKOL:** Sledujte začátek heterogenně katalyzované reakce rozkladu peroxidu vodíku na platině za laboratorní teploty a stanovte počáteční rychlost reakce, pro různé výchozí koncentrace peroxidu. Určete rychlostní konstantu a řád reakce.

**✂** **POTŘEBY A CHEMIKÁLIE:** magnetická laboratorní míchačka, teploměr, rtuťový barometr, odměrná baňka 250ml, 6 odměrných baněk 100ml, pipeta 20 a 50ml, dělená pipeta 10ml, reakční Erlenmeyerova baňka (150ml) se zátkou opatřenou vývodem pro injekční stříkačku o objemu nad 10ml a vývodem pro tlakový senzor (např. Vernier GPS- BTA), obslužné PC se SW pro záznam tlaku, destilovaná voda, roztok  $H_2O_2$  (30wt%,  $\rho = 1,11g/ml$ ), katalyzátor: platina ukotvená na povrchu nosiče (použijeme nosič ze sady pro čištění kontaktních čoček, který spojíme v celek s magnetickým laboratorním míchadlem).


**📄** Zkontrolujeme zapojení tlakového senzoru s PC. Seznámíme se se SW pro záznam tlaku, nastavíme sběr dat po 10s.

### 1. PŘÍPRAVA ROZTOKŮ PEROXIDU

- Připravíme si z koncentrovaného roztoku peroxidu 250ml základního roztoku o koncentraci 3hm%  $H_2O_2$ .
- Do odměrných baněk 100ml odpipetujeme 0, 10, 20, 30, 40 a 50ml základního roztoku peroxidu a dolejeme destilovanou vodou.

### 2. MĚŘENÍ VNITŘNÍHO OBJEMU REAKČNÍ APARATURY.

- **Příprava měření.** Erlenmeyerovu nádobku umístíme na elektromagnetickou míchačku (viz **OBRÁZEK 1**) a upevníme ji do stojanu. Odpipetujeme 100ml vody do nádobky a vložíme nosič s katalyzátorem. Změříme teplotu v reakční nádobce teploměrem. Změříme tlak v laboratoři rtuťovým barometrem. Uzavřeme nádobku zátkou s vývodem k čidlu tlaku a stříkačce. Spustíme měření tlaku pomocí tlakového senzoru a ukládání dat do PC.
- **Měření v podtlaku.** Stříkačku nastavíme na objem  $V_s = 0 ml$  a připojíme ji k aparatuře o vnitřním objemu  $V_c$ . Začneme zvyšovat objem vzduchu



**OBRÁZEK 1:** Reakční aparatura. 1...elektromagnetická míchačka, 2...Erlenmayerova baňka, 3...roztok  $H_2O_2$ , 4...magnetické míchadlo s Pt katalyzátorem, 5...stříkačka, 6...vývod k tlakovému senzoru.

připojenou stříkačkou ( $V_c + V_s$ ). Po každé změně objemu si zapíšeme tlak udávaný senzorem. V první fázi experimentu vnitřní objem zvyšujeme po  $1\text{ ml}$  až dosáhneme hodnoty  $V_s = 10\text{ ml}$  na stříkačce. V druhé fázi objem v aparatuře stříkačkou po  $1\text{ ml}$  snižujeme na původní hodnotu  $V_c$ , kdy  $V_s = 0\text{ ml}$ . Nakonec stříkačku od aparatury odpojíme.

- **Měření v přetlaku.** Stříkačku nastavíme na objem  $V_s = 10\text{ ml}$  a připojíme ji k reakční nádobě. Začneme snižovat objem vzduchu  $V_c + 10\text{ ml}$  v aparatuře připojenou stříkačkou. Po každé změně objemu si zapíšeme tlak. V první fázi vnitřní objem  $V_c + 10\text{ ml}$  po  $1\text{ ml}$  snižujeme, až dosáhneme objemu  $V_c$ , kdy  $V_s = 0\text{ ml}$ . V druhé fázi objem stříkačkou po  $1\text{ ml}$  zvyšujeme, až dosáhneme opět výchozí hodnoty  $V_s = 10\text{ ml}$ .

### 3. MĚŘENÍ RYCHLOSTI ROZKLADU ROZTOKŮ PEROXIDU

- Do reakční nádoby upevněné ve stojanu na magnetické míchačce nalijeme roztok peroxidu o nejvyšší koncentraci. Do roztoku vhodíme nosič katalyzátoru a současně zapneme záznam tlaku. Nádobku ihned uzavřeme zátkou a připojíme co nejrychleji prázdnou stříkačku.
- Zapneme elektromagnetickou míchačku pod reakční nádobkou a nastavíme velmi pomalé míchání. Měření provádíme do tlaku  $115\text{ kPa}$  nebo  $10\text{ min}$ .
- Experiment rozkladu peroxidu opakujeme u všech dalších roztoků stejným způsobem.



**VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ VNITŘNÍHO OBJEMU REAKČNÍ APARATURY.** Vypočteme rozdíl mezi tlakem v laboratoři změřeným barometrem  $p_0$  a tlakem, který v laboratoři udává senzor. Tento rozdíl považujeme za systematickou odchylku senzoru.

Pro vzduch v reakční aparatuře předpokládáme platnost stavové rovnice ideálního plynu o objemu  $V_c + V_s$ , kde  $V_c$  je objem vzduchu v aparatuře a  $V_s$  je objem vzduchu v stříkačce. Rovnici můžeme použít v nelineárním či lineárním tvaru:

$$p = \frac{nRT}{(V_c + V_s)} \quad \text{resp.:} \quad \frac{1}{p} = \frac{V_c}{nRT} + \frac{1}{nRT} \cdot V_s \quad (10.8.)$$

kde  $p$  je tlak senzoru po korekci na systematickou odchylku senzoru,  $n$  je počet molů plynu vzduchu v aparatuře,  $R = 8,31448\text{ J K}^{-1}\text{ mol}^{-1}$ ,  $T$  je teplota náplně aparatury v Kelvinech.

Vyneseme-li hodnotu  $1/p$  proti objemu vzduchu ve stříkačce  $V_s$  dle lineárního vztahu (10.8.) je možné tuto závislost proložit přímkou. Ze směrnice regresní přímky získáme nejprve látkové množství plynu v aparatuře  $n$ . Z hodnot úseku a  $n$  pak výchozí objem aparatury  $V_c$ . Můžeme také použít uvedeného nelineárního tvaru (10.8.), kterým proložíme experimentální závislost tlaku  $p$  na objemu  $V_s$  a získáme parametry  $V_c$  a  $n$  metodou nelineární regrese.

**VÝHODNOCENÍ REAKČNÍ RYCHLOSTI:** Tlakový senzor měří tlak všech plynů v reakční nádobce, tedy i parciální tlak par vodních par. Proto je nutné tento příspěvek od tlaku změřeného odečíst. Použijeme nasycený tlak vodních par  $p_{H_2O}$ , který zjistíme z tabulek pro teplotu měření.

Počáteční rychlost reakce  $v_k^0$  v roztoku peroxidu získáme z experimentu, který sledujeme do stupně rozkladné reakce  $\alpha < 5\%$ . Máme-li měření pro více koncentrací peroxidu vyneseme závislost  $\ln v_k^0$  proti  $\ln [H_2O_2]_0$  (viz vztah (10.7.)) a proložíme závislost přímkou. Z parametrů přímky určíme řád  $n$  a rychlostní konstantu  $k_k$  sledované katalyzované reakce.

Množství kyslíku v molech vznikajícího během rozkladu peroxidu vypočteme s použitím stavové rovnice ideálního plynu

$$n_{O_2} = \frac{\Delta p V_c}{RT} \quad (10.9.)$$

kde  $\Delta p$  je rozdíl mezi tlakem vzniklého kyslíku v reakční nádobce o objemu  $V_c$  v čase  $t$  a tlakem na začátku reakce v čase  $t = 0$ .



Koncentrovaný peroxid způsobuje popálení pokožky a vážné poškození zraku. Pozor na vystřelení zátky při přetlakování aparatury kyslíkem.



**PROTOKOL:** Laboratorní tlak  $p_0$  v jednotkách  $mmHg$  a  $kPa$ . Teplota laboratorní vody v Erlenmeyerově baňce v  $^{\circ}C$  a  $K$ . Pro měření v podtlaku (**Tabulka 1a**) i přetlaku (**Tabulka 1b**): objem ve stříkačce  $V_s$ , tlak  $p$  v  $kPa$  po korekci o systematickou odchylku senzoru, hodnoty  $1/p$ , pomocná data pro lineární či nelineární regresi, objem ( $V_c + V_s$ ). **Tabulka 2:** pro obě měření: počet molů v aparatuře a objem  $V_c$ , průměr  $V_c$  v  $ml$ . **Společný graf 1:** pro obě měření: závislost  $1/p$  na  $V_s$ . **Společný graf 2:** pro měření v podtlaku i přetlaku: závislost tlaku  $p$  na objemu ( $V_c + V_s$ ). **Dále:** hustota koncentrovaného roztoku peroxidu a jeho objem k přípravě  $250ml$   $3wt\%$  základního roztoku  $H_2O_2$ . Tlak vodních par při teplotě měření. **Tabulka 3:** pro každý roztok peroxidu: označení roztoku, použitý objem základního  $3\%$  roztoku peroxidu a vody, hmotnostní  $w_{H_2O_2}$  a molární  $[H_2O_2]_0$  koncentrace připravených roztoků peroxidu (předpokládáme, že hustota roztoků peroxidu je shodná s vodou), predikce nejvyšších hodnot po ukončení reakce: vzniklý počet molů kyslíku  $n_{O_2}^{max}$ , objem vzniklého kyslíku za podmínek experimentu  $V_{O_2}^{max}$ , tlak v aparatuře  $\Delta p_{max}$ . **Tabulka 4 (a-e):** Pro každý katalytický experiment: čas od počátku reakce  $t$ , tlak změřený senzorem, tlak po korekci na systematickou odchylku a tlak par vodních par  $p_t$  v  $Pa$ , přetlak v aparatuře  $\Delta p$ , počet vzniklých molů kyslíku  $n_{O_2}$  (použij vztah (10.9.)), objem vzniklého kyslíku  $V_{O_2}$ . **Společný graf 3:** pro všechny katalytické experimenty: závislost přetlaku  $\Delta p$  na čase  $t$ . **Společný graf 4:** pro všechny katalytické experimenty: závislost  $n_{O_2}$  na čase  $t$  proložená regresní přímkou procházející počátkem grafu. **Tabulka 5:** pro každý experiment: počáteční koncentrace  $[H_2O_2]_0$ ,  $\ln[H_2O_2]_0$ , dosažený stupeň rozkladné reakce  $\alpha$  v %, počáteční rychlost  $v_k^0$  získaná ze směrnic regresních přímek závislosti  $n_{O_2}$  na  $t$  (použijeme vztah (10.3.)), kde objem  $V$  je objem reakčního roztoku),  $\ln v_k^0$ . **Graf 5:** závislost  $\ln v_k^0$  na  $\ln[H_2O_2]_0$ . **Dále:** řád  $n$  a rychlostní konstanta  $k_k$  reakce rozkladu peroxidu.