

# Protokol

## Příprava roztěru hemolymfy

**Teorie:** Pozorování buněk hemocytů, hemolymfa u bezobratlých

**Cíl:** připravit roztěr z jednoho zástupce hmyzu (Zavíječ voskový nebo Bourec morušový) ke sledování hemocytů u hmyzu.


### Materiál:

Larvy Bource nebo Zavíječe, kyvety na barvení, barvicí souprava Leukodif (Biolatest) nebo barvicí roztoky na barvení podle Pappenheima (roztok May - Grünwald v poměru 1:1 s vodou, Giemsa barvivo v poměru 1:9 s destilovanou vodou, metylalkohol), podložní skla, rukavice, alkohol na čištění skel, nastavitelné mikropipety, špičky, oční nůžky, teplotní vodní lázeň


### Postup práce:

Ustříhneme 1 nožku larvy a vytékající hemolymfu zachytíme kapkou na sklíčko a kapku rozetřeme a sklíčko s nátěrem zahřejeme, např. na topení. Buňky lépe přilnou ke sklu.

### Roztěr:



### Roztěry



1. příliš tenký a dlouhý
2. dobrý
3. příliš krátký, kapka krve byla moc malá
4. příliš silný, kapka krve byla moc velká

### **Barvení podle Pappenheima v kyvetách:**

3 min. fixace v kyvetě s metylalkoholem

3 min. May - Grünwald 1:1 s vodou (lépe 2 min.)

15 min. Giemsa - Romanowski 1:9 s vodou

opláchnout ve vodě, nechat schnout

pozn. sklíčka vkládat rubem k sobě do 1 drážky

### **Barvení soupravou Leukodif 200**


ponořit 5x1s do fixačního roztoku č. 1 (metanol), ořítkapky o stěnu nádoby

ponořit 3x1s do činidla č.2 (barvivo Eosin), ořítkapky o stěnu nádoby

ponořit 6x1s do činidla č. 3 (barvivo Azur), ořítkapky o stěnu nádoby

opláchnout v dest.H<sub>2</sub>O a nechat zaschnout na vzduchu


**Vyhodnocení:** v roztěru z hemolymfy pozorujeme hemocyty a zakreslíme



## Protokol

### Sledování fagocytárních schopností hemocytů u larev Bource morušového nebo Zavíječe voskového.

**Teorie:** V hemolymfě se nachází tyto typy hemocytů: **prohemocyt, plazmatocyt, granulocyt, eonocytoid, coagulocyt, sferulocyt, adipohemocyt**. U Zavíječe fagocytují plazmatocyt a granulocyt, u Bource jen granulocyt. Cílem bude naučit se poznávat hemocyty a pozorovat jejich fagocytární aktivitu.



**Cíl:** Sledování fagocytární aktivity hemocytů, výpočet fagocytárního indexu a % fagocytózy

**Materiál:** Larvy Bource nebo Zavíječe voskového, roztok suspenze inertních částic MSHP, fenylothiomočovina, injekční stříkačka - mikrotubulinka, nůžky, podložní sklíčka, barvicí roztoky, eppendorfky, špičky, nastavitelné mikropipety

#### Postup:

1. Ustříhneme 1 nožku larvy a vytékající hemolymfu zachytíme kapkou na sklíčko a kapku rozetřeme a sklíčko s nátěrem zahřejeme
2. další kapku - 20  $\mu$ l přeneseme do eppendorfky obsahující fenylothiomočovinu, aby se hemolymfa nesrazila, přidáme 15  $\mu$ l roztoku částic MSHP a necháme kultivovat
3. po kultivaci kápneme kapku hemolymfy stejným způsobem na podložní sklíčko a rozetřeme a sklíčko s nátěrem zahřejeme
4. do další larvy injikujeme 15  $\mu$ l roztoku inertních částic, larvy necháme v teple 30 min kultivovat

5. po kultivaci částic MSHP v larvě ustříháme 1 nožku larvy a vytékající hemolymfu zachytíme kapkou na sklíčko a kapku rozetřeme a sklíčko s nátěrem zahřejeme

6. roztěry barvíme barvicí soustavou Leukodif nebo podle Pappenheima.

**Výsledek a vyhodnocení:** Pozorujeme a počítáme poměr množství fagocytovaných částic a množství fagocytů a vypočítáme fagocytární index (FI) a % fagocytózy zvlášť u fagocytózy s částicemi MSHP a zvlášť u fagocytózy s bakteriemi.

**FI** = (počet fagocytovaných částic)/(počet fagocytujících buněk)

**% fagocytózy** = (počet fagocytujících buněk)/(celkový počet buněk schopných fagocytózy v daném prostoru) x 100

1. Roztěry hodnotíme pomocí diferenciálního počtu hemocytů, při kterém jako fagocytující označujeme jen ty částice, které pohltily 3 a více partikulí.
2. Vypočítáme fagocytární index FI tak, že dělíme počet fagocytovaných částic počtem fagocytujících buněk.
3. Vypočítáme % fagocytózy tak, že dělíme počet fagocytujících buněk v daném prostoru počtem všech buněk schopných fagocytózy a násobíme 100.

**Příklad vyhodnocení:**

plasmatoct	granulocyt	neznámý	suma
3			3
4	1		5
3			3
4			4
4	1		5
3			3
21	2 (%)	0 (%)	23

**Tabulka: počty fagocytujících hemocytů v roztěru hemolymfy hmyzu**

FI = počet fagocytovaných částic / počet fagocytujících buněk = X

%F = počet fagocytujících buněk / počet buněk schopných fagocytózy = x%

**Schéma pokusu**

METODA		Bez fagocyt. (kontr.)	Fagocytóza in vivo, in vitro
každý ze dvojice	larva sklo	kapka <input type="checkbox"/> → → roztěr, barvení	20 µl hemol s phenylthio + 15 µl (MSHP) → → kultivace → → roztěr <input type="checkbox"/> barvení
			larva + 15 µl (MSHP.) → → kultivace → → roztěr <input type="checkbox"/> barvení