

# Praktikum z vakuové fyziky

## Úloha 6: Vakuová napařovačka

### Úvod

Tato úloha se zabývá principem činnosti vakuové napařovačky a měřením čerpací rychlosti vývěv metodou konstantního objemu.

Aparatura je sestavena z velké pracovní komory kulového tvaru, v komoře je umístěn vypařovací element pro deponovaný materiál. Ke spodní části komory je připojen ventilový blok. Aparatura je čerpána pomocí Scroll vývěvy a turbomolekulární vývěvy. Pro měření tlaku je použit ionizační manometr se studenou katodou a Pirani manometr. Pro měření tloušťky napařované vrstvy je použit krystalový oscilátor.

Čerpací rychlosť metodou konstantního objemu můžeme určit pomocí vztahu

$$S_{t_2-t_1} = \frac{V}{t_2 - t_1} \ln \left( \frac{P_{t1} - P_0}{P_{t2} - P_0} \right) \quad (1)$$

kde  $S_{t_2-t_1}$  je průměrná čerpací rychlosť v časovém intervalu  $t_2 - t_1$ ,  $V$  je objem aparatury,  $P_{t1}$  je tlak v čase  $t_1$ ,  $P_{t2}$  je tlak v čase  $t_2$  a  $P_0$  je mezní tlak aparatury.

### Kontrolní otázky

- Proč metoda konstantního objemu není vhodná pro měření čerpací rychlosti turbomolekulární vývěvy?
- Jaké vrstvy se dají připravovat vakuovým napařováním?
- Proč nestačí čerpat vakuovou napařovačku jen Scroll vývěvou?

## Úkoly a pracovní postup

- Prohlédněte si vakuovou napařovačku a seznamte se s jejím ovládáním.
- Z geometrických rozměrů odhadněte objem vakuové komory.
- Připravte materiál pro napařování a substrát na který se bude vrstva napařovat.
- Začněte čerpat vakuovou komoru Scroll vývěvou, zaznamenávejte průběh poklesu tlaku v čase a vyneste ho do grafu. Čerpejte až do tlaku  $2\text{ Pa}$ .
- Z průběhu poklesu tlaku v čase spočítejte čerpací rychlosť Scroll vývěvy. Do grafu vyneste čerpací rychlosť v jednotkách  $m^3h^{-1}$  v závislosti na tlaku.
- Přepněte ventily a začněte čerpat komoru pomocí turbomolekulární vývěvy, zaznamenávejte průběh poklesu tlaku v čase a vyneste ho do grafu. Čerpejte až do tlaku  $5 \times 10^{-4}\text{ Pa}$ .
- Napařte tenkou kovovou vrstvu. Změřte jak se změnila frekvence krystalového oscilátoru během depozice vrstvy a poznačte si maximální proud, který tekl vypařovacím elementem.
- Přepněte ventily, zavzdušněte aparaturu a prohlédněte si napařenou vrstvu.
- V závěru porovnejte naměřenou čerpací rychlosť Scroll vývěvy s hodnotou udávanou výrobcem.