

Číslo úlohy: 1	Název úlohy: Stanovení molárních absorpčních koeficientů kyseliny benzoové
Student:	Datum měření: . . 2015

Úkol

Stanovit molární absorpční koeficienty kyseliny benzoové ve vodném roztoku (UV–vis absorpční spektrofotometrie).

$$M(\text{ac. benzoicum}) = 122,12134 \text{ g mol}^{-1}$$

$$t_t = 122,4 \text{ }^\circ\text{C}, t_v = 249 \text{ }^\circ\text{C}, \text{ rozpustnost: } 3,4 \text{ g dm}^{-3} (25 \text{ }^\circ\text{C})$$

Pracovní postup

Připravte nezávisle tři roztoky kyseliny benzoové ve vodě, pokaždé navažte přibližně 20 mg krystalické látky, kvantitativně převed'te do odměrné baňky ($0,1 \text{ dm}^3$), rozpust'te v menším objemu vody (suspenzi můžete na 1 min vložit do ultrazvukové lázně) a po rozpuštění doplňte na žádaný objem („zásobní roztok“). Z tohoto roztoku odpipetujte $0,61 \text{ cm}^3$ do odměrné baňky objemu 10 cm^3 a doplňte po rysku vodou („zředěný roztok“). Absorbanci zásobních i zředěných roztoků změřte v křemenné kyvetě (1 cm) v rozmezí 200–350 nm. Všechny důležité údaje a výsledky zapisujte do připravené tabulky. Z naměřené absorbance vypočtete molární absorpční koeficienty a proved'te základní statistické zpracování (aritmetický průměr, směrodatná odchylka průměru, relativní směrodatná odchylka) a data odevzdejte přes „Odevzdávárnu“ v ISu.

Při přípravě roztoků pamatujte na teplotní roztažnost vody a odměrného skla, pracujte **precizně**, abyste získali **správné** hodnoty molárních absorpčních koeficientů.

Místo pro vzorové výpočty

Zásobní roztok 1	Zásobní roztok 2	Zásobní roztok 3
Navážka:	Navážka:	Navážka:
Koncentrace:	Koncentrace:	Koncentrace:
Zředěný roztok 1	Zředěný roztok 2	Zředěný roztok 3
POZR.:	POZR.:	POZR.:
Koncentrace:	Koncentrace:	Koncentrace:

POZR. – Pipetovaný Objem Zásobního Roztoku; navážku uvádějte v g, koncentraci v mol dm⁻³.

Otázky k zodpovězení v protokolu

1. Proč byla zvolena navážka kys. benzoové 20 mg, zdá se vám navážka velká nebo malá – okomentujte.
2. Proč proměříme roztoky pro stanovení molárních absorpčních koeficientů při různých (dvou) koncentracích? Nápověda: odpověď najdete v absorpčních spektrech.

Závěr: