


# Stanovení bílkovin dle Bradfordové a stanovení sušiny

1) 24 hod. kulturu zcentrifugujeme a 2x promyjeme fosfátovým pufr

2) **Standards – bílkoviny**



Měření vlastního vzorku

*po změření kalibrační přímky*

5ml C.B.Blue + 0,1ml vzorku (90% zákal)

- do pozice 2. (1. původní blank) !!!!

**Příprava vzorků pro měření sušiny a koncentrace bílkovin**

- resuspendovat promytou kulturu v malém množství (pár ml) f. pufru
- cca polovinu odlít do erlenky a ředit na zákal:

95% - sušina (T=5)

90% - bílkoviny

85% - sušina

75% - sušina

**Přesnou hodnotu zapíšeš!!!**

**Měřím na Spekolu 11 při 620 nm**

**Ze vzorků na určení sušiny pipetuji PŘESNĚ 2 ml do předem zvážených váženek (+pufr) – dám do sušárny 106°C - po 24 h váženky přijít zvážit!!!!!!**

*Porovnat kultury (obsah bílkovin na sušinu), určit vztah mezi zákalem a sušinou*