

# Výběr termínu: blok 6

(návštěva odborníka z praxe)

- **6.12. 11-13 učebna RCX 1**

# Vyhodnocení domácí úkol 1


Cvičení E1241

22.10.2019 Blok 2


Vyučující: B. Kubíčková, E. Rozmánková

# EC50 + IC50 + LC50


## EC50 producenti






## EC50 bezobratlí



## EC50 obratlovcí



# NOEC (+ LOEC)



# Na co dbát – vaše postřehy

- Výběr na začátek – vědět co chci vybrat
- Oddělovač desetinných míst: tečka vs. Čárka

# Na co dbát

1. Zanechat všechny listy!
  - Změny dohledatelné i později pro vaši potřebu (zapisujte si i komentáře)
  - Ať vám můžeme zkontrolovat práci ;)
2. Správné zařazení do taxonů
  - Rostliny = primární producenti
  - Crustaceans=korýši => bezobratlí
    - Pozor, zdali jste správně zaškrtnli/odškrtnli filtr
3. Uvádět na závěr jednotky u EC50 a NOEC ( $\mu\text{g/L}$  x  $\text{mg/L}$ )
4. Správné operátory (průměr x součet)

# Příprava na laboratorní praktika

## - výpočty

### **Příklad *Danio rerio* – rozpouštění diuronu**

- Zásobní roztok v DMSO: 8 g/L
- Cílové koncentrace: 2-3,5-5-6,5-8 mg/L
- Duplikát v krystalizačních miskách: 20 embryí/20 ml
- Připravit pro každou koncentraci o 20 ml roztoku více (rezerva + oplach embryí)

### **Postup:**

1. příprava 4 zásobních roztoků v DMSO (=> stejná konc. DMSO ve všech konc. v médiu)
2. příprava koncentrací v médiu

## Zásobní roztok: 8 g/L (DMSO)

### 1. Zásobní roztoky: 2-3,5-5-6,5-8 g/L (**DMSO**)

- 2 způsoby:

- Vzoreček  $c_1V_1+c_2V_2=cV$  (přičemž  $c_2V_2 = \text{voda} = 0 \Rightarrow V_1=cV/c_1$ )
- Trojčlenka

### 2. Příprava koncentrací **v médiu**

1. Potřebujeme 60 ml od každé koncentrace
2. 2-3,5-5-6,5-8 mg/L
3. Maximalní povolená koncentrace rozpouštědla v testu: **0,1% DMSO!**



# Výsledek - *Danio rerio* – rozpouštění diuronu

- Připravíme si pro jistotu např. **100 µl** od každého zás. roztoku
- Ze zás.roztoku C5 o 8 g/L tedy pipetujeme:

Koncentrace	C4 6,5 g/L	C3 5 g/L	C2 3,5 g/L	C1 2 g/L
µl z C5 8 g/L	81,25	62,5	43,75	25
µl DMSO	18,75	37,5	56,25	75

- Z každého zásobního roztoku v DMSO napipetujeme 60 µl do 60 ml média

# Příprava na laboratorní praktika

## - výpočty

- **Příklad *Danio rerio* – pozitivní kontrola etanol**
- Cílové koncentrace: 0,5-1-1,5-2-2,5 %
- Duplikát v krystalizačních miskách: 20 embryí/20 ml
- Připravit pro každou koncentraci o 20 ml roztoku více (rezerva + oplach embryí)
- (zásobní roztok je 100% EtOH)

# Výsledek - *Danio rerio* – pozitivní kontrola etanol

- Potřebujeme 60 ml na koncentraci

Koncentrace	C1 0,5%	C2 1%	C3 1,5%	C4 2%	C5 2,5%
ml EtOH	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5
ml médium	59,7	59,4	59,1	58,8	58,5

# Domácí úkol

- **Příprava ředění pro řasy a dafnie**
  - Přinést hotové do laboratorních praktik v týdnu 4.-8.11.

# Dafnie – příprava ředění

- Zásobní roztok: 8 g/L v DMSO
- Testované koncentrace: 2,5-5-10-20-40 mg/L
- Jamka 10 ml, pro každou koncentraci 5 jamek
- Do jamky lze přidat **pouze 0,5 % rozpouštědla** > jaké potřebuji zásobní roztoky? Tak, aby v každé koncentraci bylo stejné množství rozpouštědla
- **Pozitivní kontrola:** dvojchroman draselný ( $K_2Cr_2O_7$ ). Dle normy platí, že test je validní pokud je EC50 v rozmezí 0,6-2,1 mg/L, návrh pěti (5) testovaných koncentrací – pamatuj: do jamky můžu přidat jen 0,5 % rozpouštědla. Jaké potřebuju zásobní roztoky?

# Řasy – příprava ředění

- Koncentrace zásobního roztoku  $K_2Cr_2O_7$  (poz. kontrola) 2000 mg/L
- Koncentrace zásobního roztoku diuronu 20 mg/L ve vodě
- Testovaná řada  $K_2Cr_2O_7$ 
  - 10-5-2,5-1,25 mg/L (výsledná koncentrace v jamce)
- Testovaná řada diuronu
  - 50-25-12,5-6,25-3,125  $\mu$ g/L
- Potřebná množství roztoků jsou uvedena v manuálu do cvičení
- Koncentrace jsou v jamce vyředěny na polovinu řasovým inokulem – berte do úvahy při výpočtu koncentračních roztoků