




Úvod do identifikace bakterií

Základní biochemické testy

Průvodce po cvičení



Yersinia pestis

Identifikační testy

- Zkumavkové



- Mikrotesty – v 1 soupravě je 10-20 biochem. testů
ENTEROtest, **STAPHY**test, **ANAERO**test ,
STREPTOtest , **NEFERM**test.....



- **Hodnocení:**

identifikační tabulky

TNW program – identifikační skóre (%); T index 0-1



Dostanete neznámý vzorek.....



- Může být izolátem z prostředí nebo naopak součástí mikroflory teplokrevných živočichů
- Cílovou skupinou našeho cvičení jsou fermentující enterobakterie s fakultativně anaerobním metabolismem (obyvatelé střeva)
- Odliší se od nefermentujících **G- tyček** z prostředí několika jednoduchými testy:
KAT +, OX -, OF-test: fermentace glukózy +



Enterobacteriaceae



- 65 druhů - **gramnegativních** tyčinek
- Proč fakultativně anaerobní druhy - **co je akceptor e⁻?**
- Trávicí trakt
- Přítomnost ve vodě: ukazuje na fekální znečištění

- Většinou nepatogenní
- Patogenní jsou některé druhy:

Střevní infekce: Salmonella, Shigella a Yersinia

Celkové infekce: Yersinia pestis (původce moru) a tzv. antropopatogenní serovary salmonel (serovary Typhi, Paratyphi A, Paratyphi B a Paratyphi C) a některé kmeny *E. coli* (EPEC, ETEC...)

My jsme je již pozorovali...

- Koliformní druhy na Endově agaru, při rozboru vody:

E. Coli: kovově lesklé

Salmonella, Shigella:

- růžové

Ostatní koliformní: červené



- mFC medium 44°C - červené kolonie
(štěpící laktózu - modré - fekální koliformní, E. coli)






Pokud vzorek odebíráme z těchto selektivních medií, můžeme provést rovnou ENTEROtest

Postupy ve cvičení:

- Pokud máme vzorek na neselektivním mediu, tedy náš případ, provedeme 2 sklíčkové pokusy:
 - 1) musíme nejprve určit G- typ buněčné stěny (enterobakterie jsou G-)
 - 2) Enterobakterie jsou nadány schopností likvidovat peroxid vodíku – kataláza pozitivní buňky této čeledi pod jeho tíhou šumí




- Následovat budou demonstrační zkumavkové testy, u nichž odečteme výsledky a určíme, které neznámé vzorky fermentují. K tomu poslouží
 - 1) OF test (oxidace-fermentace glukózy)
 - 2) TSI test (triple sugar, iron)
- U fermentujících buněk provedeme ENTEROtest se standardním zákalem buněk
- a test na oxidázu - enterob.negativní (OXI test)
- a test produkce β -galaktosidázy štěpící laktózu (ONPG test)

G- vs. G+



peptidoglykan


- Můžeme provést Gramovo barvení, tím mimo jiné zjistíme i morfologii buňky či morfologii shluků buněk, což jsou další důl.identifikační znaky, které urychlí rozhodování pro další testy



- G-/G+ však určí i rychlejší KOH test

1) KOH test

- Na ožíhnuté sklíčko kápneme 3% KOH, v místě kapky lehce rozmícháme vyžíhanou kličku s odebraným neznámým vzorkem
- G- buňky mají slabou buněčnou stěnu, která



rychle uvolní obsah buňky
a za kličkou se táhne
viskózní suspenze:


Na sklíčku vpravo KOH test
G- buňky se táhnou za kličkou

Nelze použít u bakterií tvořících sliz

2) Katalázový test



- Rozklad peroxidu vodíku na vodu a kyslík je katalyzován enzymem katalasou.
- Přidáme 3% peroxid vodíku k bakteriální kultuře přímo na mediu nebo na nátěr buněk na sklíčku. Pozitivní test se projeví uvolňováním bublinek kyslíku.

Katalázový test
na sklíčku vlevo



- Uvnitř velké skupiny G- bakterií můžeme bakterie dále dělit na bakterie fermentující (fakultativně anaerobní metabolismus, který glukózu oxiduje i fermentuje, jako např. naše cílová skupina **enterobakterií**) a bakterie s výhodnějším respiračním metabolismem - nefermentující aerobní vibria, aeromonády, pseudomonády...
- Takové testy pro vzájemné odlišení enterobakterií od Vibrií, aeromonád spočívají v jednoduchých reakcích: test oxidázový, fermentační (OF test)...

- *Vibria* a aeromonády také štěpí glukózu, ale jsou vždy oxidáza pozitivní – glukózu tedy nefermentují, jsou nefermentující



- Další skupiny gramnegativních nefermentujících bakterií (mohou to být tyčinky, ale i kokotyčinky či koky) nikdy neštěpí glukózu. Oxidázu mohou mít pozitivní i negativní

Ve cvičení dále následují dva demonstrační pokus, u kterých odečteme fermentaci glukózy a u druhého využití dalších cukrů

Tedy:

1) OF test a 2) TSI test

3) OF test

test na oxidaci (aerobní metabol.)/
/fermentaci (anaerobní met.)




- = detekce respiračních enzymů
- používá se medium s glukózou a acidobazickým indikátorem bromthiolorovou modří, která je následně ve vzniklém kyselém prostředí žlutá, v zásaditém modrá alkalizací a při neutrální reakci zelená **Enterobakterie krom pozitivní oxidace (respirace) Glu ji i fermentují!!!**

- k OF testu se využijí vždy dvě zkumavky s vysokou vrstvou polotuhého media
- inokulum čisté kultury se očkuje vpichem
- první se kultivuje aerobně bez parafinu (test oxidace), druhá anaerobně s parafinem (důkaz fermentace)
- odečet po 24h

OF test - odečet

- Pozitivní reakce oxidace či fermentace **GLUKÓZY** se projeví žlutým zbarvením



pro důkaz fermentace glukózy

Obě zkumavky modré
obě jsou negativní reakce
neznámý vzorek glukózu
ani neoxiduje, ani
nefermentuje

Zkumavka s parafinem
vykazuje modrou negativní
reakci fermentace.
Neznámý vzorek však
oxiduje glukózu = žlutá + reakce

Obě zkumavky žluté
obě jsou pozitivní reakce
neznámý vzorek glukózu
oxiduje i fermentuje
= **enterobakterie**


- Pokud již tedy víme, že pracujeme s G- buňkou, která je navíc kataláza pozitivní a pod parafínem v OF testu měla pozitivní žlutou reakci, bude to tedy fermentující enterobakterie.
- V OF testu možno odečíst i pohyb buněk - pohyblivé druhy tvoří „oblak“ kolem vpichu




- Zkusíme dále využití tří cukrů - ten dále rozdělí enterobakterie do menších skupin a otestujeme produkci sirovodíku a plynu v tzv TSI testu.

4) TSI test (triple-sugar iron)

- Test na utilizaci tří cukrů - glukózy, laktózy a sacharózy + testování produkce H_2S a plynu



4-*O*-(beta-D-galactopyranosyl)-beta-D-glukopyranóza




- acidobazický indikátor je bromkrezolová červeně
- - indikátor produkce H_2S je železo

- medium ve zkumavce je očkováno vpichem a vzápětí hádkem po šikmém agaru v jediné zkumavce
- sledujeme zbarvení po kultivaci 24-48h/37°C

Hodnocení TSI


- Sledujeme štěpení glukózy nebo laktózy; plyn
- Některé bakterie uvolňují sirovodík z aminokyselin obsahujících síru (cystin, cystein, methionin). Produkce je detekována pomocí síranu železnatého (vytváří se černý sulfid železnatý).



Pozitivní utilizace cukrů: žlutá barva a to: **GLUKÓZA** sledována dole ve sloupci
LAKTÓZA v šikmé horní části agaru
Fermentace laktózy i sacharózy - celé medium žluté (*E. coli*!)

V této části agaru sledujeme tvorbu sirovodíku, bublinky plynu a fermentaci glukózy


Negativní fermentace



V této části agaru sledujeme fermentaci glukózy, ne sacharózy a laktózy.

V celé části agaru sledujeme fermentaci laktózy nebo sacharózy nebo obou = celé medium žluté. V této zkumavce lze sledovat i produkci plynu.

Další příklady růstu na TSI:



Enterobacter cloacae - fermentace glukózy, produkce plynu, ne sirovodíku

Staphylococcus aureus - kyselá reakce; = fermentace cukrů

Salmonella typhimurium fermentace glukózy a produkce plynu a H₂S

Micrococcus luteus využívá pouze pepton media, ne cukry, jen na povrchu agaru

Bacillus megaterium fermentace cukrů, ale neroste v anaerobních podmínkách

Enterobacter aerogenes fermentace glukózy, katabolismus peptonu

Pro zkvašování cukrů platí následující pravidla:
pokud kultura nekvasí glukosu, nekvasí ani jiný
cukr. Kultura fermentující glukosu fermentuje i
fruktosu a manosu. Fermentuje-li laktosu,
nefermentuje maltosu a naopak.


5) Enterotest 16

- pro další identifikaci fermentujících
- jamkové testy

- do zkumavky s 2,5 ml fyziologického roztoku vyžíhanou kličkou nabereme neznámý vzorek bakterií a zamícháme, vytvoříme suspenzi buněk o standardním zákalu 1 dle Mac Farlanda



- pořadí testů na 1 destičce ENTEROtestu není samo o sobě nijak značené!!!
- protože každá skupinka pracuje s vlastním testem z originálního balení, musí si před jeho vytažením z balení označit ve dvojici hřebíků na straně A řadu 1, tím po jeho vložení do nového stojánku poznáme „A“ čelo reakcí testu.
- destičku ENTEROtestu umístíme podle „A“ čela reakcí do svého stojánku
- naproti druhé čelo testu již můžeme označit znamením své skupiny



- automatickou pipetou očkujeme 100 mikrolitrů (sterilními špičkami) homogenní suspenze buněk (!!)
- do každé jamky
- jamky H1 až D1 zakápneme 2 kapkami parafinu (anaerobní reakce- testy pro sirovodík (H), lysin (G), indol (F), ornitin (E) a ureázu (D))


- Nesmí dojít ke kontaminaci sousedních jamek
- Testy se při kultivaci uloží do sáčku aby nevysychaly
- ENTEROtest kultivujeme při 37°C/16-4°h



Papírkové testy: 6) OXI test, 7) ONPG test

- Do zbytku suspenze ve zkumavce sterilně pinzetou namočíme (ožíhnutí hrdla zkumavky) test na oxidázu, papírek vytáhneme
- Poté do zkumavky vložíme papírek ONPG testu a po ožíhnutí hrdla dáme kultivovat spolu s ENTEROtestem

- OXI test - enterobakterie jej mají negativní




Pozitivní OXI test má tmavě modrou barvu a to do 30 sekund. Do dvou minut zmodrá opožděně pozitivní reakce. Šedá či nazelenalá barva po dvou minutách znamená reakci negativní.

Test identifikuje tvorbu enzymu cytochrom *c* oxidasy (poslední enzym dýchacího řetězce) účastnícího se přenosu elektronů v elektronovém transportním řetězci aerobních bakterií na kyslík (oxidace cytochromu *c* kyslíkem, kyslík je redukován). Oxidasové činidlo obsahuje chromogenní oxidačně-redukční činidlo, které oxidací mění barvu (tmavě červenofialové).

- Pozitivní ONPG reakce je po 4hodinách kultivace žluté zbarvení. Jedná se o test na produkci enzymu betagalaktosidázy, který štěpí laktózu (poznáme již v TSI)

V testu je používán bezbarvý o-nitrofenyl- β -D-galaktopyranozid, který je v + případě hydrolyzován na žlutý ortho-nitrofenol.

negativní



Pozitivní
žlutá reakce
po 24h
kultivaci

Hodnocení

- Získané údaje jsou zpracovávány podle klíčů a tabulek, často za pomoci počítače. Protože identifikace je značně náročná, podaří se jen málo typických vzorků zařadit až do druhu přímo v provozních laboratořích. Protože se vyskytují mutanty a jejich procento stoupá v souvislosti se vzrůstajícím znečištěním životního prostředí, přechází se od identifikačních klíčů, které uváděly pouze pozitivní či negativní reakce, k tabulkám, v nichž je uvedeno procento kmenů daného druhu, u nichž je test pozitivní, eventuálně zda výsledek kolísá i u buněk určitého kmene.

Hodnocení na destičce:

Po kultivaci testu odečítáme pozitivitu či negativitu reakcí podle tabulky interpretace reakcí. Test na indol a fenylalanin se krátce před odečtem zakapává každý svým činidlem.

INTERPRETACE REAKCÍ

Sloupec	Test	Zkratka testu	Reakcia	
			pozitivní	negativní
Rádek 1				
H	Sírovodík	H ₂ S	černá, tmavě šedá	bezbarvá, naředlá
G	Lysin	LYS	modrá, modrozelená	zelená, žlutozelená
F	Indol	IND	červenofialová, růžová	žlutá
E	Ornithin	ORN	modrá, modrozelená	zelená, žlutozelená
D	Ureáza	URE	červená, oranžovočervená	žlutá, světle oranžová
C	Fenylalanin	PHE	tmavě zelená, zelená	žlutá, žlutohnědá
B	Eskulin	ESL	černá, tmavě hnědá, tmavě	bezbarvá, naředlá
A	Simmons citrát	SCI	modrá, modrozelená	žlutá, žlutozelená
Rádek 2				
H	Malonát	MAL	modrá, modrozelená	žlutá, žlutozelená
G	Inositol	INO	žlutá, žlutozelená	zelená
F	Adonitol	ADO	žlutá, žlutozelená	zelená
E	Celobióza	CEL	žlutá, žlutozelená	zelená
D	Sacharóza	SUC	žlutá, žlutozelená	zelená
C	Sorbitol	SOR	žlutá, žlutozelená	zelená
B	Trehalóza	TRE	žlutá, žlutozelená	zelená
A	Mannitol	MAN	žlutá, žlutozelená	zelená
OXItest	Oxidáza	OXI	modrá	bezbarvá
ONPtest	β-galaktosidáza	ONP	žlutá, nažloutlá	bezbarvá
COLtest	β-glukoronidáza		fluorescence	nefluoreskuje
VPTtest	Acetoin	VPT	červená, růžová	bezbarvá, mírně narůžovělá



MIKROTEST®

ENTEROtest 16

PLIVA - Lachema Diagnostika s.r.o.
Karásek 1
621 33 Brno, CZ

Datum/Dátum/Date/Дата: _____ Zprac./Sprac./Ref./Модет. проевл: _____

Kmen *E. coli*/Strain No./№. анализа: _____ Poznámky/Notes/Отметки: _____

Proužek Príložok Strip Полоска	ENTEROtest 16															
	Řádek/Riadok/Strip/Стрип 1								Řádek/Riadok/Strip/Стрип 2							
	H	G	F	E	D	C	B	A	H	G	F	E	D	C	B	A
OXI																
ONP	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1


Profil/Profile/Профиль

Dodatkové testy/Additional tests/Дополнительные тесты: _____

Identifikace/Identifikácia/Identification/Идентификация: _____

6/05

Vyplníme + a - výsledky



- Odečítáme ENTEROtest pomocí průhledného víčka, kde je zkratkami zaznačeno pořadí reakcí

- Identifikaci provedeme dle tabulky v návodu testu
- Nebo pomocí programu TNW, který nám po vyplnění +/- k reakcím identifikuje náš kmen, ukáže v % identifikační skóre a T index. Pro typický kmen je T index roven 1.
- Pro atypický kmen nám test doporučí případné další rozlišující testy či ukáže naše nestandardní výsledky



Jako kontrola kvality použitých chemikálií a kontrola interpretace barevných reakcí se používají tzv.kontrolní kmeny bakterií, které dávají standardní výsledky. Tyto kontrolní kmeny dodává CCM v lyofilizovaném stavu nebo na želatinových discích.

Možné příčiny neidentifikovatelného výsledku:

- kontaminovaná kultura
- malý objem inokula
- kontaminace jamky
- špatné převrstvení parafinem
- atypický kmen

Shrnutí

- Enterobakterie jsou **gramnegativní tyčinky**, 1-6 μm dlouhé a 0,3-1 μm široké, netvoří spory; pohyblivé druhy mají peritrichální bičíky (*Proteus..*)
- Enterobakterie jsou nenáročné chemoautotrofní bakterie, mezofilní - rostou v rozmezí 18 - 40°C, optimum je 37°C
- Po provedení oxidázového testu jsou enterobakterie oxidáza negativní (s.výjimkou rodu *Plesiomonas*, který k nim byl nedávno přiřazen), tvorí katalázu (kataláza pozitivní) a vždy štěpí glukózu (i tvorba plynu), dále redukuje nitráty (při fakultativní anaerobióze jsou totiž nitráty akceptorem elektronů)