

## Protokol č.5 Acidorezistentní barvení

Acidorezistentní bakterie špatně přijímají barvivo. Barvení se proto provádí za horka koncentrovanými barvivou. Již jednou obarvené buněčné stěny si barvivo podržují i po odbarvování kyselinami a alkoholem.

Acidorezistenci vykazují zástupci rodů *Mycobacterium*, *Nocardia*, *Rhodococcus*, v menší míře *Corynebacterium*. Jejich buněčná stěna obsahuje lipidické látky, především mykolové kyseliny. Ty brání průniku barviv a tak se velmi špatně barví Gramovým barvením.

Buněčné stěny acidorezistentních bakterií se **neodbarvují** kyselým alkoholem (1.stupeň acidorezistence) a 1% HCl (2.stupeň acidorezistence) po obarvení Ziehl-Neelsenovým karbolfuchsinem.

Význam: používá se hlavně na identifikaci mykobakterií, zejména k průkazu *Mycobacterium tuberculosis*. Kromě toho je acidorezistence vlastností některých aktinomycet, bakteriálních spor a některých kvasinek (askospory).

### Buněčná stěna acidorezistentních bakterií

- obsahuje lipidické látky, především mykolové kyseliny (3-hydroxy mastné kys. s dlouhým C řetězcem na pozici 2)
- mykobakteria, nokardioformní aktinomycety, korynebakteria
- mykoly-l-arabinogalaktan tvoří lipidickou bariéru – brání penetraci kyseliny
- odbarvování 1. kyselým alkoholem, 2. slabou kyselinou

### Odlišnosti ve složení peptidoglykanu

- přítomnost amidických skupin na glutamátu i na meso-DAP v peptidech opakující se peptidické podjednotky
- přítomnost 2 typů mezipeptidového spojení – D-ala-meso-DAP a meso DAP-DAP, 70% meso DAP-DAP – pouze u mykobakterií
- N-glykolylmuramová kyselina místo  
N-acetylmuramové

### Mikroorganismy:

*Mycobacterium phlei* CCM 5639 – 1. stupeň

- rychle rostoucí mykobakteria. Tráva (*Phleum*), seno. medium č.24
- 22-52°C
- krátké tyčky, 1-2 um, acidorezistence 2 stupně u mladých kultur (3-4denní), více než 5ti denní acidorezistentní v rozmezí 5 – 100%.
- drsné kolonie s intenzivním žlutým až oranžovým pigmentem po 2-5ti dnech
- mladé kultury acidorezistentní, po 5 – 7 dnech kultivace může být barvitelnost nestabilní

2. stupeň acidorezistence:

*Nocardia carnea* CCM 2756

*Rhodococcus erythropolis* CCM 277

*Corynebacterium glutamicum* CCM 2428

<i>Mycobacterium</i>	<i>Nocardia</i>	<i>Rhodococcus</i>	<i>Corynebacterium</i>
Rovné nebo mírně zakřivené tyčky, 0,2-0,6 x 1-10 µm zřídka větvená vlákna, netvoří vzdušné mycelium	Mycelium Starší kultury: fragmentace Vláken v tyčinky a koky Obvykle tvoří vzdušné mycelium	Slabé mycelium, Fragmentují v nepravidelné tyčky a koky Netvoří vzdušné mycelium	Nepravidelné tyčinky Často svírají úhel Nebo tvoří palisády
Rychlost růstu: 2-40 dní	1-5 dní	1-3 dny	1-2 dny
Acidorezistence 1. stupně Nemusí být 2. stupeň	Acidorezistence 2. stupně	Acidorezistence 2. stupně	Acidorezistence 2. stupně
Špatně barvitelné Gramovým barvením, Pokud ano, tak G+	Barvitelné Gramem	Barvitelné Gramem	Barvitelné Gramem
Penicilin rezistentní (některé druhy mohou být sezitivní, Příklad: <i>M. avium</i> )	Penicilin rezistentní	Penicilin sezitivní	Penicilin sezitivní

**Pomůcky:** Ziehl-Neelsenův karbolfuchsin, kyselý alkohol (96% alkoholu se 3% HCl), Löfflerův roztok methylenové modři (před použitím zředěný 1:10), 1% HCl – pro důkaz druhého stupně acidorezistence

#### **Postup Ziehl-Neelsenova barvení:**

- 1) Příprava plamenem fixovaného preparátu
- 2) Převrstvit koncentrovaným karbolfuchsinem
- 3) Zahřát do výstupu par, pak 3 – 5 minut – nesmí vařit
- 4) Oplach kyselým alkoholem (dvakrát max. 15s)
- 5) Dobarvit Löfflerovou methylenovou modří – 30s
- 6) Oplach vodou

Jiný postup:

**Postup:** na čistém podložním sklíčku provedeme nátěr a fixujeme plamenem. Přelijeme ho karbolfuchsinem ve vysoké vrstvě a zahříváme až do výstupu par. Po zchlazení znovu zahříváme, což opakujeme celkem 3x. Po posledním zahřátí necháme barvivo působit 3-5 minut. Barvivo nesmí na sklíčku zaschnout, ani se vařit – proto je během barvení podle potřeby doléváme. Po uvedené době barvivo slijeme a preparát odbarvujeme v šikmé poloze kyselým alkoholem tak dlouho, dokud se z nátěru smývá červený fuchsin. Preparát opláchneme vodou (má být lehce narůžovělý) a nátěr dobarvíme roztokem malachitové zeleně (1 minutu). Znovu opláchneme vodou a v šikmé poloze necháme oschnout. Prohlížíme imerzním objektivem meandrovitým způsobem (asi 50 zorných polí).

### **Postup Kenyounovo barvení – modifikace acidorezistentního barvení:**

Jedná se o modifikaci acidorezistentního barvení a používá se u částečně až slabě acidorezistentních bakterií. Ty jsou alkoholem odbarvovány, nikoliv však slabými kyselinami. Kyselý alkohol je zde nahrazen 1% kyselinou chlorovodíkovou.

❖ Pro informaci:

### **Fluorescenční barvení - detekce a diagnostika mykobakterií**

Princip: některé látky pod vlivem ultrafialového nebo modrého záření emitují část absorbované energie ve formě viditelného světla. Tento jev se označujeme jako fluorescence a vzniká v důsledku intramolekulární přeměny energie. Jsou-li zmíněné látky přítomny v buňce (např. riboflavin, chlorofyl), mluvíme o **primární fluorescenci** (přirozené). **Sekundární fluorescence** je vyvolána zabarvením sledovaných částí fluoreskujícími barvivy tzv. fluorochromy. Nejčastěji se používá akridinová oranž, primulin apod. Sekundární fluorescenci lze využít pro detekci mikroorganismů, v diagnostice mykobakterií, při studiu povrchových struktur buněčných stěn hub apod.

#### **Odborná literatura:**

1. ŠILHÁNKOVÁ L., DEMNEROVÁ K. *Návody pro laboratoře z mikrobiologie. SNTL Praha, 1985.*
2. VYTRÁSOVÁ J., BÍLKOVÁ Z.: *Návody pro laboratoře z mikrobiologie. Univerzita Pardubice, 1998.*

[http://webak.upce.cz/~kbbv/Student/Vyuka/Obecna\\_klinicka\\_mikrobiologie/Laboratorni\\_cviceni/Navody/Mikroskopicke\\_preparaty.pdf](http://webak.upce.cz/~kbbv/Student/Vyuka/Obecna_klinicka_mikrobiologie/Laboratorni_cviceni/Navody/Mikroskopicke_preparaty.pdf)

<http://www.sci.muni.cz/mikrob/cytologie>

## ***Mycobacterium***

Rovné nebo mírně zakřivené tyčky, zřídka větvená vlákna, 0,2-0,6 x 1-10 μm

Netvoří vzdušné mycelium

Nepohyblivé. Aerobní

Obligátní paraziti a saprofyti, optimum růstu je 30 – 45°C.

Vysoký obsah buněčných a cytoplazmatických lipidů, s vosky obsahujícími v chloroformu rozpustné mykolové kyseliny s dlouhým větveným řetězcem (60-90C): rezistence vůči barvivům, vysychání, antibiotikům, fagocytóze

Buněčná stěna – peptidoglykolipid (obsah meso-DAP, Ala, Glu, glukózamin, kyselinu muramová, arabinóza, galaktóza

Kolonie s oranžovým či žlutým pigmentem, zřídka růžovým (karotenoidy).

Kolonie drsné, květákovité. Löwestein-Jenssenova půda. Někdy hladké – z klinického materiálu.

G+C = 62-70 mol%.



**cord-faktor** – glykolipid trehalóza 6,6 – dimykolát ve stěně mykobakterií, významný patogenní faktor, inhibice polymorfonukleárů, funkční poškození oxidativní fosforylace

### Hydrofobní buněčná stěna

- problém s transportem Fe
- siderofory – Fe chelatizující látky
- ◆ exocheliny – extracelulární
- ◆ mykobaktiny – uvnitř buněčného obalu

### Pomalý růst

- zpomalení transportu přes hydrofobní povrch
- RNA polymeráza – nižší reakční rychlost, pomalejší syntéza rRNA
- nízký poměr RNA/ DNA – pomalejší syntéza proteinů

### Metabolismus

- využívání různých typů uhlovodíků (halogenované ...)
- autotrofní růst na CO<sub>2</sub> a H<sub>2</sub>O

### Produkce karotenoidních pigmentů

- bez pigmentace – *M. tuberculosis*
- fotochromogenní – *M. kansasii*
- skotochromogenní – *M. goodii*

Nápadný je velmi pomalý růst s dlouhou generační dobou u většiny z nich. Rod mykobakterií obsahuje **několik desítek druhů**, z nichž některé jsou významnými patogeny v lidské medicíně. Nepatogenní, popř. podmíněně patogenní druhy se vyskytují ve vodě, v půdě, některá u zvířat. Mykobakterie jsou intracelulárními parazity vyvolávajícími chronickou infekci s tvorbou granulomů. V obraně má význam její buněčná imunita. K diagnostice se používá přímý mikroskopický průkaz (Ziehlovo-Neelsenovo barvení, fluorescenční mikroskopie), kultivace na spec. půdách, pokus na zvířeti (morčeti), metody molekulární biologie (PCR)

### Etiologie tuberkulózy

- v roce 1882 Robert Koch objevil tuberkulózní bacil (Kochův bacil), dnes označovaný jako ***Mycobacterium tuberculosis***
- patří do rodu ***Mycobacterium***, čeledi ***Mycobacteriaceae*** a řádu ***Aktinomycetales***
- v klasifikaci mikroorganismů jsou mykobakteria řazena na rozhraní mezi vyššími organismy, houbami a plísněmi a pravými bakteriemi (název je odvozen od řeckých slov mykes – plísně a bacterion – tyčka)

Rozeznáváme **mykobakteria klasická**, vyvolávající tuberkulózní onemocnění, a **netuberkulózní mykobakteria**, vyvolávající mykobakteriízy (*M. kansasii*, *M. avium*). Ke klasickým mykobakteriím řadíme:

- ***Mycobacterium tuberculosis*** – patogenní pro člověka,

- **Mycobacterium africanum** – vyskytuje se převážně v tropické Africe, v Evropě zcela výjimečně, patogenní pro člověka,
- **Mycobacterium bovis** – patogenní pro skot i pro člověka
- základní vlastností mykobakterií je **acidorezistence** a **alkoholrezistence** – příčinou je vysoký obsah tukových látek v těle mykobakterií
- tvarově jsou rovné nebo lehce zahnuté, granulované tyčinky, s oblými konci o délce 1 – 4  $\mu\text{m}$ . Mohou být izolovaná nebo podélně uspořádaná ve shlucích.
- kritická teplota, při které dochází k denaturaci mykobakteriálních proteinů a mykobakteria hynou, je **60°C**
- chlad, a to i teploty blízké absolutní nule, bakterie nepoškozují, ve zmrzlém stavu vydrží i léta