

P04

Dekontaminační metody


Diagnostika enterobakterií a
bakteriálních původců
gastrointestinálních infekcí

Osnova

- dekontaminační metody
 - desinfekce, vyšší stupeň desinfekce
 - sterilizace
 - mytí a dezinfekce rukou
- čeled' *Enterobacteriaceae*
- rod *Campylobacter*, rod *Helicobacter*
- čeled' *Vibrionaceae*
- úkoly

Bakterie a vnější prostředí

- fyzikální a chemické faktory
 - optimum
 - inhibiční mez (mez růstu)
 - baktericidní mez (mez přežití)



Dekontaminace

- **fyzikální a chemické postupy likvidace** mikrobů, hmyzu a hlodavců mimo organismus
 - likvidace hmyzu a hlodavců někdy zvlášť (asanace)
 - nezařazujeme likvidaci mikrobů v organismu (ani lokální, tzn. antiseptika)
- **baktericidní mez = kombinace intenzity působícího faktoru (faktorů) a času**

Přehled dekontaminačních metod

- předpis č. 306/2012 Sb.
- Vyhláška o podmírkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Sterilizace	Zničení všech mikrobů v daném prostředí
Vyšší stupeň desinfekce	Zničení naprosté většiny mikrobů, některé formy života mohou přežívat (cysty prvoků apod.)
Dezinfekce	Zničení patogenních mikrobů (závisí na okolnostech)
Dezinsekce	Zničení škodlivého hmyzu
Deratizace	Zničení škodlivých hlodavců

Asepse a antisepse

- **přístup:**
 - **pasivní** → asepse
 - **aktivní** → antisepse
- **asepse:**
 - předpokládá se primárně sterilní nebo patogenů prosté prostředí, bráníme kontaminaci vzorku
 - pracovní postupy, sterilní/jednorázové pomůcky, uspořádání pracovních prostor, ...
- **antisepse:**
 - dezinfekce, sterilizace (někdy též použití antiseptik)

Zásady správné dekontaminace

- výběr vhodné metody/prostředku
- **vhodný:**
 - musí bezpečně ničit **všechny organismy (sterilizace)**
 - musí bezpečně ničit **všechny patogenní organismy (dezinfekce)**
 - **nesmí ničit** sterilizovaný/dezinfikovaný **materiál**
 - musí být **prakticky použitelný**
- použití **dostatečné intenzity a doby působení**

Kroky před a po dekontaminaci

- **před dekontaminací** je časté **mechanické očištění** (např. chirurgické nástroje) a **osušení**, postupy upravuje vyhláška
 - u rukou postupujeme obráceně (dezinfekce → mýdlo)
- **po dekontaminaci** mohou následovat oplach nebo odvětrání působící chemikálie, **uchování dekontaminovaných předmětů**
- **uchovávání** (tj. doba, jak dlouho předmět vydrží sterilní) upravuje vyhláška

Dezinfekce

- **fyzikální metody:**
 - **var za atmosférického tlaku** po dobu nejméně 30 minut
 - **var v přetlakových nádobách** po dobu nejméně 20 minut.
 - UV záření
 - filtrace, žíhání, spalování.
 - pasterizace (zahřátí na 62,5 °C/30 min)

Dezinfece (2)

- **chemické metody:**
 - **oxidační činidla:**
 - peroxidy: **peroctová kyselina** (CH_3COOOH , Persteril), působí i na spory, houby, TBC; 0,5% roztok = vyšší stupeň dezinfekce; nevýhody: agresivita, nestabilita, odbarvování textilií
 - **peroxid vodíku** (H_2O_2), podobné účinky, méně agresivní, ale také méně účinný
 - chlorové preparáty: **chlornan sodný** (NaClO , Savo), **chlornan vápenatý** ($\text{Ca}(\text{ClO})_2$, chlorové vápno), **chloramin** (chloramin T, dříve chloramin B)

Dezinfece (3)


- **chemické metody:**
 - **oxidační činidla:**
 - jodové preparáty: jodová tinktura; **Jodonal B, Jodisol, Betadine** obsahují jód v komplexu
 - manganistan draselný (již se nevyužívá)
 - **formaldehyd** (konzervace, ve směsích), kresol
 - **ethanol** (70% roztok, ve směsích)
 - **tenzidy: Orthosan BF 12, Ajatin, Septonex**
 - **anorganické kyseliny a zásady**
 - **těžké kovy**
 - **kombinované přípravky** (Incidur)

■ Spektrum účinku dezinfekce

- A = baktericidní (usmrcují vegetativní formy bakterií a mikroskopické kvasinkové houby)
- B = virucidní (usmrcují viry)
- C = sporocidní (inaktivují spory bakterií)
- T = tuberkulocidní (působí na původce tuberkulózy)
- M = mykobaktericidní (působí i na atypická mykobakteria)
- V = fungicidní (působí proti mikroskopickým kvasinkám i vláknitým houbám)

Umývání a dezinfekce rukou


- pojmy z legislativy:
 - **Mechanické mytí rukou** (MMR) – mytí mýdlem, předchází CHDR
 - **Hygienické mytí rukou** (HMR) – mytí dezinfekčním mýdlem
 - **Hygienická dezinfekce rukou** (HDR) – dezinfekce např. alkoholovými prostředky, doporučené ve zdravotnictví
 - **Chirurgická dezinfekce rukou** (CHDR)
- umývání a dezinfekce rukou je **nezbytná i při použití rukavic**




Do sevřené dlaně aplikujte prostředek v množství dostačujícím pro celý povrch rukou.



Třete ruce dlaní o dlaň.



Třete pravou dlaní o levý hřbet ruky se zaklesnutými prsty a naopak




Dlaní o dlaň se zaklesnutými prsty




Hřbety prstů o druhou dlaň se zaklesnutými prsty



Rotační tření levého palce sevřeného v pravé dlani a naopak;




Rotační tření v obou směrech sevřenými prsty pravé ruky o levou dlaň a naopak;



Po usušení jsou Vaše ruce dezinfikovány.

Nejčastěji vynechávaná místa



pathoradianhealth.com

Vyšší stupeň dezinfekce

- dezinfekční **přípravek se širokým spektrem účinnosti** (Persteril, glutaraldehyd, apod.)
- **nemusí ničit cysty** prvaků a **vajíčka** červů
- pro zdravotnické prostředky, které **nemohou být dostupnými metodami sterilizovány**
- používají se k výkonům a **vyšetřování** mikrobiálně fyziologicky **neosídlených tělních dutin (flexibilní endoskopy)**
- dvoustupňová dezinfekce = vyšší stupeň dezinfekce + oplach pitnou/čištěnou vodou
 - používá se k výkonům a vyšetřování mikrobiálně fyziologicky **osídlených** tělních dutin

Fyzikální sterilizace

- **vlhkým teplem** (sytou vodní parou) pod tlakem (autoklávování)
 - předměty z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy, plastů, aj.
 - **121 °C + přetlak 1,05 bar / 20 minut**
 - **134 °C + přetlak 2,04 bar / 10 minut**
 - 134 °C + přetlak 2,04 bar / 60 minut (priony)
- cirkulujícím (proudícím) **horkým vzduchem**
 - předměty z kovu, skla, porcelánu, keramiky
 - **160 °C / 60 minut; 170 °C / 30 minut;**
180 °C / 20 minut

Fyzikální sterilizace (2)

- **plazmou**
 - vysokofrekvenční elektromagnetické pole nebo vysokonapěťový výboj
 - ve vysokém vakuu působením na páry peroxidu vodíku, nebo jiné chemické látky **uvolňují volné radikály kyslíku** (hydroxyl, hydroperoxyl)
 - účinek je dán nízkoteplotní plazmou plynu (peroxid vodíku, kyselina peroctová) při teplotě do **50 °C**, čas od 30 do 75 minut (podle přístroje)
 - **termolabilní nástroje a pomůcky**

Fyzikální sterilizace (3)


- **radiační**
 - využití γ -záření v dávce minimálně 25 kGy
 - používá se pro sterilizaci **nových výrobků**, hlavně lékařských předmětů pro jedno použití z plastických hmot, textilie apod.
- **ohněm** (mikrobiologické kličky, odpady)
- tlakem (paskalizace, 6000 bar, potravinářství)
- ostatní: frakcionovaná sterilizace, filtrace, ...

Chemická sterilizace

- pro **termolabilní materiál**, který nelze sterilizovat fyzikálními způsoby sterilizace
- **sterilizačním médiem jsou plyny** předepsaného složení a koncentrace a sterilizace probíhá za stanoveného přetlaku nebo podtlaku a teplotě **do 80 °C**
- **páry formaldehydu** nebo **ethylenoxidu**

Kontrola účinnosti dekontaminace

- **orientačně** (smyslově) – charakteristický zápach
- **stanovení skutečné koncentrace** dezinfekčních prostředků (chemická analýza)
- **chemická kontrola sterilizace** (využití indikátorů; např. Bowie-Dick test – test správného odvzdušnění a průniku páry)
- **biologická kontrola** – využití spor odolných kmenů rodů *Bacillus* nebo *Geobacillus* (*B. atrophaeus*, *G. stearothermophilus*)



Čeled' *Enterobacteriaceae*

- G- tyčky, většinou pohyblivé (kromě shigel, klebsiel a *Y. pestis*),
- OXI- (KAT+), biochemicky značně aktivní
- komenzálové, saprofyté, patogeny střevní i mimostřevní (obligátní i oportunní patogeny)
- klinicky nejdůležitější čeled' G- tyček

Čeled' *Enterobacteriaceae*: patogeny

- způsobující **celkové (systémové) infekce**:
 - ***Yersinia pestis*** (mor)
 - **antropopatogenní serovary salmonel** (sérovary Typhi, Paratyphi A, B a C – břišní tyfus)
- obligátní patogeny způsobující zpravidla **střevní infekce**:
 - **zoopatogenní serovary salmonel** (sérovary Enteritidis, Typhimurium – salmonelózy)
 - **shigely, *Y. enterocolitica*, *Y. pseudotuberculosis***
- **podmíněně patogenní** enterobakterie:
 - rody *Escherichia*, *Klebsiella*, *Proteus*, *Serratia*, *Enterobacter*, ...

Yersinia pestis

- **původce moru**
- přenašeč: **blecha morová** (*Xenopsylla cheopsis*)
- zdroj: krysy, potkani a jiní hlodavci
- formy onemocnění:
 - dýmějový (bubonický) mor
 - plicní forma
 - septická forma



arrakis.es

Dýmějový (bubonický) mor




bubon (zvětšená uzlina) v podpaží



hemoragie a srážení krve →
odtud označení černá smrt

Antropopatogenní salmonely

- *S. enterica* spp. *enterica* sérovary **Typhi** a **Paratyphi**
- septická onemocnění **břišní tyfus/paratyfus**
- vstupní branou je trávicí trakt (kontaminovaná voda) → inkubační doba 10–14 dní → primární bakteriémie, vysoké teploty, silné bolesti hlavy
- ***S. Typhi***
 - **antigeny O: 9, 12**
 - **antigeny H: d**
 - antigeny pouzdra: **Vi**
- Widalova reakce (aglutinace)



Zoopatogenní salmonely

- *S. enterica* spp. *enterica* sérovary **Enteritidis**, **Typhimurium**, aj.
- fekálně-orální přenos – kontaminované potraviny (zejména **vejce**, syrové drůbeží a vepřové maso)
- **salmonelózy** (průjmy bez krve, horečka, zvracení, u oslabených jedinců možná sepse)
- **vysoká infekční dávka** (cca 10^5 - 10^8 bakterií) = nutnost pomnožit se v nějaké potravině
- ***S. Enteritidis***
 - **antigeny O: 1, 9, 12**
 - **antigeny H: g, m**

Rod *Shigella*

- ***Shigella dysenteriae*, *S. flexneri*, ...**
- fekálně-orální přenos, typická nemoc „špinavých rukou“, možný i alimentární přenos (voda, mléko, ...)
- **shigelóza = bacilární úplavice/dysenterie** (průjmy s krví a hlenem, horečka, křeče v břiše, zvracení)
- **nízká infekční dávka** (cca 10^2 bakterií)

Escherichia coli







- důležitá součást střevní mikroflóry (produkce kolicinů a mikrocinů), omezuje kolonizaci střeva jinými bakteriemi
- patogeny ve střevě:
 - **EPEC** (enteropatogenní EC) – novorozenecké průjmy
 - **ETEC** (enterotoxigenní EC) – průjmy (cestovatelské)
 - **EIEC** (enteroinvazivní EC) – krvavé průjmy
 - **EHEC = STEC** (enterohemoragické, shiga-like toxigenní EC) – **hemolytcko-uremický syndrom** (průjem, zvracení, horečka, následuje anémie, petechie, ... až selhání ledvin a neurologické příznaky)
 - zejména **sérotyp O157:H7** (dále **O26**, O55, O111)
 - **nízká infekční dávka** (< 50 bakterií)

Escherichia coli (2)

- patogeny ve střevě:
 - **EAEC** (enteroagregativní EC) – cestovatelské průjmy
 - **DAEC** (difúzně-adherentní EC) – cestovatelské vodnaté průjmy se zvracením
- patogeny mimo střevo:
 - **UPEC** (uropatogenní EC)
 - kmeny způsobující respirační infekce, sepse, infekce ran, novorozenecké meningitidy...
- epidemie v Německu 2011 (EAEC **O104:H4**, která získala geny pro shiga toxin od STEC horizontálním přenosem)


Escherichia coli (3)

microbewiki.kenyon.edu



Rod *Klebsiella*

- opouzdřené bakterie
- ***Klebsiella pneumoniae*, *K. oxytoca*, *K. ozaenae***
- **nozokomiální patogeny**
 - infekce močových cest
 - pneumonie, sepse



Rod *Proteus*


- *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*
- **původci močových infekcí**
- typický je **plazivý růst** (tj. neroste jen v místě inokulace, ale šíří se po povrchu agaru do stran), tzv. Raussův fenomén či fenomén příbojové vlny



Multirezistentní enterobakterie


- rezistence na větší množství antibiotik
- častí producenti širokospektrých betalaktamáz typu ESBL popř. ampC

Izoláty *E. coli*
rezistentní
k aminopenicilinům,
rok 2013



Multirezistentní enterobakterie (2)

Multirezistentní izoláty
K. pneumoniae,
rezistence ke 3. gen.
cefalosporinů,
fluorochinolonům a
aminoglykosidům,
rok 2013




Campylobacter jejuni

- G- zahnutá tyčka (nepatří mezi enterobakterie), OXI+
- **kampylobakterióza** - průběh a závažnost onemocnění srovnatelná se salmonelózou (nebývá zvracení)
- fekálně-orální přenos – kontaminované potraviny (zejména **drůbeží maso**)
- **speciální kultivace** (viz úkol č. 7):
 - černá „půda pro kampylobaktery“ (CCDA - charcoal-cefoperazone-deoxycholate agar); neroste na KA a ENDO
 - teplota 42 °C
 - zvýšená tenze CO₂
 - prodloužená kultivace na 48 hodin



Helicobacter pylori

- G- zahnutá (spirálovitá) tyčka (nepatří mezi enterobakterie)
- v žaludku → mohutnou **ureázovou aktivitou** si upravuje mikro prostředí (využití pro dg.)
- podíl na vzniku **gastroduodenálních vředů**
- speciální půda
(kultivace 5 dní)



microbeworld.org

Čeled': *Vibrionaceae*

- G- krátké zakřivené tyčky, pohyblivé, OXI+
- ve vodě v teplých oblastech
- ***Vibrio cholerae* – cholera** (těžké průjmové onemocnění, zvracení), **sérotypy O1 a O139**
- halofilní vibria:
 - *V. parahaemolyticus*
(gastroenteritis,
krvavé průjmy)
 - *V. vulnificus*
(infekce ran, sepse)



Diferenciální diagnostika

- **Gramovo barvení** pro odlišení G- tyček
- **ENDO**: z klinicky významných rostou enterobakterie, *Vibrionaceae* a G- nefermentující tyčky (GNFB; praktikum P06)
- **Hajnova půda** pro odlišení GNFB (vše negativní)
- **Oxidáza** pro odlišení vibrií (pozor, některé GNFB mohou mít také pozitivní oxidázu; rod *Plesiomonas* má také pozitivní oxidázu, ačkoliv patří do čeledi *Enterobacteriaceae*)

Rozlišení enterobakterií

- ENDO: možné **orientační rozlišení** obligátních patogenů (většinou L-) a potenciálních patogenů (většinou L+)
- další půdy:
 - **XLD** (**salmonely černé**, **shigely růžové**, ostatní enterobakterie žluté, G+ bakterie jsou inhibovány)
 - **MAL**, Deoxycholát-citrátový (DC) agar (obě půdy podobné XLD, určené pro enterobakterie)
 - **CIN** pro yersinie
- **biochemické testy** (Hajna, MIU, ENTEROtesty aj.)
- **antigenní analýza** (zpravidla sklíčková aglutinace)

Úkol 1: Mikroskopie kmenů

- **obarvěte podle Grama sedm kmenů** (kromě kmene N, ten je pro Vás již obarven)
- jeden z kmenů bude G+, výsledek si poznamenejte, dále už s ním ale nebudeme pracovat

Úkol 2: Kultivace na KA a ENDO


- popište **kolonie na KA a ENDO**
- na KA můžete vidět hemolýzu, není ale důležitá pro diagnostiku
- nezapomeňte že **L+ kmeny mají** nejen **červené** (též růžovočervené nebo kovový lesk) **kolonie, ale i okolní půdu** (jinak je to jen pigment)
- kmeny, které **nerostou ani na jedné z půd** a morfologicky se jeví jako **zahnuté** mohou být **kampylobakter**
 - tyčky, které nejsou zahnuté budou probírány až v dalším z praktik

Úkol 3: Skupinová dg. G- tyček rostoucích na ENDO

- **úkol 3a: Hajna** – pátráme po **GNFB, biochemicky neaktivním kmenu** (tj. **celá půda je červená**), pokud je půda žlutá, tvoří kmen fermentuje Glc nebo Lac, pokud je černá, pak kmen tvoří sirovodík
- **úkol 3b: Oxidáza** – pro odlišení **vibrií (OXI+)** a enterobakterií (OXI-), GNFB mohou být OXI+ i OXI-

Úkol 3: Skupinová dg. G- tyček rostoucích na ENDO - HAJNA

- **Hajnova půda** (Kligler's Iron Agar, KIA)
 - štěpení laktózy (A = NEG, B = POZ)
 - štěpení glukózy (C = NEG, D = POZ)
 - produkce H_2S (POZ = zčernání půdy)
 - tvorba plynu (POZ = potrhaná půda, bublinky, půda vysunutá nahoru)
 - očkování vpichem a tzv. hádkem



Úkol 4: Další kultivační a biochemické testy

- **úkol 4a: popište kmeny na XLD** (salmonely mají bledé kolonie s černým středem) a dalších selektivních půdách



- **úkol 4b: ENTEROtest 16 (17 reakcí: 1. je ONPG, 2. až 9. jsou v prvním řádku, 10. až 17. ve druhém řádku)**

Úkol 5: Antigenní analýza

- **úkol 5a: vyloučení EPEC** (sklíčková aglutinace se dvěma polyvalentními séry)
 - pro detekci 12 serovarů EPEC **nonavalentní sérum** (I, II, III) a **trivalentní sérum** (IV)
 - pokud je jedno z nich pozitivní, pokračujeme s příslušnými trivalentními resp. monovalentními séry
 - **neužívá se vždy**, obyčejně však u obligátních patogenů (salmonely, shigely, yersinie) a u střevních izolátů *E. coli* při podezření na EPEC (děti do 3 let) nebo STEC
- **úkol 5b: určení sérovaru salmonely** (sklíčková aglutinace se dvěma séry, **obě musí být pozitivní**; *S. Enteritidis* pozitivní tělový antigen 9, bičíkový g, m)

Úkol 6: test citlivosti na ATB

- **antibiotická citlivost se neurčuje u kmenů ze stolice**
(u bakteriálních průjmů podání ATB prodlužuje dobu vylučování patogenů ze střeva, doporučují se probiotika)
- **antibiotická citlivost se určuje u kmenů z moče**
 - spektrum testovaných ATB zahrnuje i léky používané při léčbě močových infekcí (např. nitrofurantoin)

Úkol 7: Dg. kampylobakterů

- **speciální kultivace:**
 - černá „půda pro kampylobakter“ (CCDA - charcoal-cefoperazone-deoxycholate agar); neroste na KA a ENDO
 - teplota 42 °C
 - zvýšená tenze CO₂
 - prodloužená kultivace na 48 hodin
- **OXI+** (typicky opožděná pozitivita)



Úkol 8: Ureázový test v diagnostice helikobakterů

- helikobaktery nerostou na běžných půdách (mají speciální půdu, kultivace 5 dní)
- využívá se štěpení urey (ureázová aktivita je tak silná, že můžeme pracovat přímo s odebraným vzorkem (žaludeční tkáň)
- POZ = červená
- NEG = žlutá



clsdiagnostics.com

Úkol 9: Dg. čeledi *Vibrionaceae*

- mikroskopicky zahnutá tyčka
- kultivace:
 - pomnožení v **alkalické peptonové vodě**
 - pevná půda **TCŽS** (thiosíran-citrát-žluč-sacharóza)
- pro biochemickou identifikaci můžeme použít sadu ENTEROtest 16, ale s jinou maticí
- antigenní analýza: **sérovary O1 a O139**
- další biochemické testování sérovaru O1 (**biovary Classic a El Tor**)

Vibrio sp.

■ Úkol 10: Vliv různých faktorů na růst a přežití bakterií

- **úkol 10a: vliv teploty na bakterie** (posudte, které případy jsou inhibice růstu a které usmrcení bakterií)
- **úkol 10b: vliv dezinfekčního činidla na bakterie** (určete minimální baktericidní koncentraci daného dezinfekčního činidla)
- **úkol 10c: vliv času v kombinaci s teplotou** (sterilizace při dané teplotě po daný čas)

Úkol 11 a 12: Výběr vhodného dezinfekčního činidla; kontrola účinnosti dezinfekce

- úkol 11: popište různé situace a použité dezinfekční prostředky do tabulky
- úkol 12a: zkontrolujte účinnost horkovzdušného sterilizátoru a rozhodněte, zda je možné ho používat
- úkol 12b: zapište si místo stěru z prostředí a jeho (ne)sterilitu

Po tomto cvičení byste měli umět:

- správně použít dekontaminační metody (dezinfekce, vyšší stupeň dezinfekce, sterilizace) pro různé druhy materiálů a situací
- správně si mýt a dezinfikovat ruce
- popsat nejdůležitější zástupce čeledí *Enterobacteriaceae* a *Vibrionaceae* a rodů *Campylobacter* a *Helicobacter* vč. diagnostických postupů, které vedou k úspěšné identifikaci
- posoudit, kdy je vhodné využít antigenní analýzu
- jmenovat klinicky nejdůležitější sérovary salmonel, escherichií a vibrií