



Ústní sprcha

pomůcka pro dočištění zubů



Emily Maleňáková

Co to je a k čemu slouží?

- pomůcka na dočištění zubů, mezizubních prostor, dásní, jazyka
- vhodná i na protézy a rovnátka
- masíruje (prokrvuje) gingivu
- nepoškozuje zuby ani měkké tkáně
- tenkým pulzujícím proudem vody a mikrobublínami narušuje zubní plak a odstraňuje zbytky jídla



Stolní ústní sprcha

- + několik stupňů tlaku vody (0,7 - 8,6 barů)
- + více různých programů
- + nádržka okolo 600 ml
- + jedna pro celou rodinu
- zabírá více místa
- vyšší pořizovací cena (1 000 - 5 000 Kč)



Cestovní ústní sprcha

- + praktické
- + vhodné na cestování
- + o něco nižší pořizovací cena (800 - 3 000)
- nádržka pouze okolo 150 ml
- nižší tlak vody (3 - 5 barů)
- méně čistících programů



Ústní centrum

obsahuje stolní / cestovní ústní sprchu a elektrický sonický / oscilačně-rotační kartáček

- + 2v1
- + několik stupňů tlaku vody
- + několik režimů
- + velká nádržka na vodu
- vyšší cena (2 500 Kč - 7 000 Kč)
- zabírá prostor



Typy trysek

- standardní
- ortodontické
- na čištění jazyka
- na dásňové žlábký
- na čištění parodontálních kapes
- s kartáčkem





Standartní trysky

Pro každodenní čištění




Parodontální trysky

Pro parodontální kapsy



Orthodontické trysky

Vhodné pro rovnátka



Trysky na čištění jazyka

Pro čištění povlaku jazyka





vyčistí
větší plochu



Jak sprchu používáme?

na čištění mezizubních prostor

- propláchněte sprchu čistou vodou
- naplňte nádržku ústní vodou nebo čistou vlažnou vodou
- nastavte tlak a program
- vložte sprchu do mírně pootevřených úst, zapněte a nechce vodu odtékat do umyvadla
- tryska musí směřovat kolmo k dásním do mezizubního prostoru
- můžeme používat několikrát denně



Značky ústních sprch

- Dr. Mayer
- Philips Sonicare
- Panasonic
- Sencor
- Oral-B
- Waterpik
- ETA

waterpik[®]
oral health

eta

Panasonic



Dr. Mayer
LIFE & HEALTH

Děkuji za pozornost

