

Užitečné klávesové zkratky v programu SPARKY:

(<https://www.cgl.ucsf.edu/home/sparky/manual/indx.html>)

Pointer mode:

F1	výběr kliknutím nebo přetažením
F2	zarovnání na střed obrazovky
F3	přidání horizontální i vertikální linie přes celé spektrum
F4	přidání horizontální linie přes celé spektrum
F5	přidání vertikální linie přes celé spektrum
F6	přidání popisku
F7	přidání čáry mezi dva body
F8	přetažení cez oblast – najde píky kliknutí – přidá pík na zvolené místo
F10	integrace
F11	zoom na přetaženou oblast
F12	zazoomování a otevření zvolené oblasti v novém okně

Práce se soubory:

fo	otevřít soubor
fs	uloží soubor (vytvoří .save i záložní soubor .BAK)
fa	uložit soubor jako – uloží soubor pod novým jménem
jo	otevřít projekt
js	uloží pojekt (vytvoří .proj)
ja	uložit projekt jako – uloží projekt pod novým jménem
qt	ukončení programu
pt	tisk spektra do PostScript-u

Prohlížení spekter:

zo	zoom out – odzoomování
zi	zoom in – zazoomování
zf	zoom full – zobrazí celé spektrum
zp	zazoomuje na předchazející oblast (opakovaná volba vrací víc a víc zpět)
vC	přizpůsobení hladiny kontur
ct	přesnější přizpůsobení hladiny kontur, zvolení jejich barvy
vR	zobrazení přiřazených rezonancí na okraji spektra
vS	zobrazení 1D řezů
xx	přehození os
st	posunutí os
yt	synchronizace více spekter
ol	přeložení dvou spekter

Práce s píky:

at	přiřazení rezonance zvolenému píku
tb	tabulka přiřazení
rr	přejmenování rezonance
ot	vlastnosti píků, označení a čar, jejich velikost, tloušťka, barva
aD	vymazání přiřazení zvoleného píku
dr	vymazání nepoužitých rezonancí
rl	seznam rezonancí
pg	vytvoří centrální pík ze zvolených píků (např. pro multiplety v COSY)
eu	undo – vrátí poslední posun, zmazání nebo integraci píku