


Stanovení dehydrogenázové aktivity bakteriálních buněk



Dvojice si rozeberou testované mikroorganismy.

Pro každý pak dělám VŽDY glukózu + další substrát – pro ENDO a EXOgenní aktivitu plus bez substrátu pro ENDOgenní aktivitu - tedy dohromady 36 zkumavek

Reakce je citlivá na světlo –zakrývat alobalem

Křivka pro EXO a ENDOgenní aktivitu (ug formazabu/mg suš.), dehydrogenázová jednotka pro daný substrát