

CARE

Rugbrace

indicaties

- > Chronische aspecifieke lage rugklachten
- > Bij rugbelastende activiteiten (secundaire preventie)
- > Pseudoradiculaire klachten (Ischias)

De Push care Rugbrace biedt pijnverlichting bij lage rugklachten door een gelijkmatig verdeelde compressie. Lokaal op de onderrug zorgt een verplaatsbare, comfortabele pelotte voor een aangename druksensatie met vier drukpunten. De brace is door zijn vormgeving en materiaalkeuze comfortabel te dragen bij staande of zittende activiteiten. De anatomische pasvorm garandeert een goed positiebehoud. De brace sluit goed op het lichaam aan, is licht van gewicht en laat zich onopgemerkt onder de kleding dragen.

CARE

Kniebrace

indicaties

- > Kapselontsteking
- > Meniscusklachten
- > Na meniscusoperatie
- > Artrose zonder zwelling
- > Reumatoïde artritis
- > Patellofemoraal pijnsyndroom
- > Functionele instabiliteit zonder bandinstabiliteit

De Push care Kniebrace biedt compressie rondom het kniegewricht, wat het stabiliteitsgevoel in het gewricht verbetert. De compressie kan rond de knie en het bovenbeen naar eigen behoefte worden ingesteld. Een pelotte oefent druk uit op de kniepees en ondersteunt de patella. De anatomische pasvorm bevordert het positiebehoud van de brace tijdens het lopen.

MED

Elleboogbrace

Epi

indicaties

- > Tenniselleboog (epicondylitis lateralis humeri)
- > Golferselleboog (epicondylitis medialis humeri)

De Push med Elleboogbrace Epi vermindert pijnklachten bij een tennis- of golferselleboog. De drukpelotte zorgt voor gerichte druk op de extensoren (tennisarm) of de flexoren (golfersarm) van de pols. Dit ontlast de aanhechting van deze spieren op de elleboog. De pelotte bestaat uit een huidvriendelijk en veerkrachtig polymeer. Het verstevigingselement

van kunststof zorgt voor een egale druk rond de arm, wat knellen voorkomt. De brace is eenvoudig met één hand rond de onderarm in te stellen en te sluiten.

MED
Schouderbrace
Plus

indicaties

- > Claviculafractuur
- > Status na (sub)luxatie
- > Status na operatie van het schoudergewricht
- > Periartritis humeroscapularis
- > Subcapitale humerusfractuur

Push schouderbraces bieden goede immobilisatie van het schoudergewricht, zonder overmatige belasting van nek en schouders. De Push med Schouderbrace Plus is uitgerust met een extra band over de niet-aangedane schouder. Deze band garandeert via een comfortabele ondersteuning van hand en pols een vaste positie van de onderarm. Deze kan in hoogte worden ingesteld om vochtophoping in de onderarm te voorkomen.

MED
Schouderbrace

indicaties

- > Claviculafractuur
- > Status na (sub)luxatie
- > Status na operatie van het schoudergewricht
- > Periartritis humeroscapularis
- > Subcapitale humerusfractuur
- > Immobilisator bij hemiparese, bijvoorbeeld 's nachts

De Push med Schouderbrace biedt een effectieve stabilisatie van de arm bij de behandeling van diverse schouderblessures. Het aantrekken van de brace is eenvoudig en is ook door de patiënt makkelijk zelf te doen. Ieder fixatiepunt is individueel instelbaar. De nek en schouder worden niet belast. Het zachte, vochtafvoerende en bijzonder comfortabele Sympressmateriaal verhoogt het draaggemak.