

Výsledky lysozymu ze sklíček, které byly v pátek odpoledne ještě v lednici. Předpokládám, že ostatní si vzorky odečetli sami. Pokud se někdo svých čísel nedohledal, vyhodnotí plotnu, kterou jste se učili odečítat ve cvičení. Níže uvedená čísla jsou v poloze sklíčka: označený rožek vpravo dole. Ještě připomínám, že je to odečítáno v pátek odpoledne, kdyby se to hodnotilo o den dříve, budou průměry o něco menší – reakce běží několik desítek hodin a její rychlost je přímo úměrná teplotě.

**Medard:**

90,25 64 53,3

56,25 12,95 25

26,0 146,4 0

**MP:**

59,3 42,25 34,8

47,6 0 25,25

0 108,15 42,25

**HB:**

110,25 0 49

64 8,4 44,9

29,15 114,5 0

**AH:**

106,1 49 42,25

66,5 22,1 29,15

25 153,75 0

**?: rozmazaný popis?**

36 60,85 118,8

139,25 16 72,25

0 25 64