

**ST 12h**

	FO	FM	FV/FM
Smetánka lékařská			
Kontrola (před ovlivněním)		68	275 0.74
1. tepelné ovlivnění (45° C)		83	255 0.68
2. tepelné ovlivnění (45° C)		100	320 0.66
Recovery		110	345 0.68
Jitrocel	FO	FM	FV/FM
Kontrola (před ovlivněním)		86	330 0.73
1. tepelné ovlivnění (45° C)		123	305 0.6
2. tepelné ovlivnění (45° C)		139	330 0.58
Recovery		147	350 0.57
Jetel	FO	FM	FV/FM
Kontrola (před ovlivněním)		70	260 0.69
1. tepelné ovlivnění (45° C)		76	250 0.68
2. tepelné ovlivnění (45° C)			xx
Recovery		124	355 0.66
Habr	FO	FM	FV/FM
Kontrola (před ovlivněním)		102	380 0.71
1. tepelné ovlivnění (45° C)		132	315 0.58
2. tepelné ovlivnění (45° C)		136	285 0.5
Recovery		119	220 0.45

**ST 14h**

	FO	FM	FV/FM	
Smetánka lékařská				
Kontrola (před ovlivněním)		79	300	0.73
1. tepelné ovlivnění (45° C)				xxxx
2. tepelné ovlivnění (45° C)	119	380	0.68	
Recovery 10min	111	290	0.59	
Habr	FO	FM	FV/FM	
Kontrola (před ovlivněním)		65	210	0.67
1. tepelné ovlivnění (45° C)		69	190	0.63
2. tepelné ovlivnění (45° C)		70	175	0.59
Recovery 10min		70	175	0.59
Jetel	FO	FM	FV/FM	
Kontrola (před ovlivněním)		78	245	0.67
1. tepelné ovlivnění (45° C)				xxx
2. tepelné ovlivnění (45° C)	110	310	0.61	
Recovery 10min	132	410	0.66	
Jitrocel	FO	FM	FV/FM	
Kontrola (před ovlivněním)		46	135	0.62
1. tepelné ovlivnění (45° C)		48	130	0.62
2. tepelné ovlivnění (45° C)		55	80	0.25
Recovery 10min		60	120	0.42

## PA 10

	FO	FM	FV/FM
Smetánka lékařská			
Kontrola (před ovlivněním)		62	305 0.8
1. tepelné ovlivnění (45° C)		89	350 0.74
2. tepelné ovlivnění (45° C)		101	360 0.69
Recovery 10min		101	365 0.72
Habr	FO	FM	FV/FM
Kontrola (před ovlivněním)		112	400 0.7
1. tepelné ovlivnění (45° C)		103	280 0.61
2. tepelné ovlivnění (45° C)		84	250 0.64
Recovery 10min		90	245 0.63
Jetel	FO	FM	FV/FM
Kontrola (před ovlivněním)		89	400 0.78
1. tepelné ovlivnění (45° C)		81	265 0.69
2. tepelné ovlivnění (45° C)		100	270 0.59
Recovery 10min		114	240 0.5
borovice	FO	FM	FV/FM
Kontrola (před ovlivněním)		55	220 0.73
1. tepelné ovlivnění (45° C)		83	280 0.68
2. tepelné ovlivnění (45° C)		36	50 0.2
Recovery 10min		70	175 0.59