

3% Agarozový gel

M ~~SS~~ SS^{dr} SS^{ve} HTT^{ctrl} HTT MŠS MŠS kontrola TKŠ^{ve} TKŠ^{kontrola} M

1% Agarozový gel

M TKŠ^{ve} TKŠ^{control} HTT HTT^{ctrl} SS^{ve} SS^{ctrl} MŠJ^{ve} MŠJ^{kontrola}

Acryl Amide gel 10% (15µl)

A B C M A B C M A B

1% Agarozový gel - Po izolaci

M HTT^{sp} MŠJ^{sp} SS^{sp} TKŠ^{sp} ctrl gRNA ctrl shRNA

PCR

M TKŠ^{ve} SS^{ve} HTT MŠJ